


Exposition Internationale de BRUXELLES 1935
MEDAILLE D'ARGENT DIPLOME D'HONNEUR

Appareils Electro - Médicaux



ELECTRICITE MEDICALE

dans toutes ses applications

L'Auxiliaire Electrique

7, Place St-Jean, BRUXELLES Tél. : 11.20.79

CONSTRUCTION

REPARATION

Chèque Postal : 1489,87

Reg. du Comm. 409.37


DEMANDEZ SANS OBLIGATION NOS CATALOGUES DES APPAREILS ELECTRIQUES POUR MEDECINS, CLINIQUES, HOPITAUX ET DENTISTES.
MATERIELS ET ACCESSOIRES POUR MALADES ET INFIRMES.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

RAYONS VIOLETS

A black and white line drawing of a hand holding a lightning rod. The hand is shown from the side, with the thumb and fingers gripping a handle. The lightning rod is a long, thin pole with a pointed tip. At the top of the pole, there is a circular, disc-like structure. From this disc, several jagged, lightning-like lines radiate outwards, representing sparks or electrical discharges. The drawing is done in a simple, illustrative style with cross-hatching for shading on the hand and the handle.

Consommation minime de courant.



*Le centre nerveux du corps humain
est l'épine dorsale.*

*Obtenez un bon fonctionnement du
centre nerveux et les organes qu'il
contrôle fonctionneront normalement.*

L'application des **Rayons Violets** à
l'épine dorsale donne d'excellents résultats

Bronchite, Asthme, Coqueluche, Catarrhes pulmonaires, Rhume de Poitrine, Rhume de Cerveau, Grippe, Laryngite.

Rhumatisme, Sciatique, Goutte, Arthritisme, Névralgie intercostale, Rachitisme, Contusions, Luxation.

Cœur, Foie, Estomac, Dilatation, Digestion pénible, Ballonnement, Excès d'acidité, Gastrite.

Neurasthénie, Insomnie, Paralysie, Appoplexie, Absence de mémoire, Troubles mentaux, Système nerveux ébranlé, Paralysie faciale, Névrite.

Angine, Névralgies, Vertiges, Migraines, Sinusites, Rage de Dents, Surdité, Soins de beauté, Massage.

Mauvaise circulation du sang, Dartres, Eczéma, Clous, Rougeurs.

Surmenage, Fatigue, Découragement.

Constipation,, Hémorroïdes, Troubles menstruels, Soins intimes.

Faiblesse des reins, Anémie, Néphrite, Calculs du rein.

Varices.

Lumbago, Courbature, Foulure, Epanchement de synovie, Entorse, Cors aux pieds.

Appareils à Haute Fréquence

« E V E R A Y »



Les appareils «**EVERAY**» produisent le véritable courant à haute fréquence. Leur emploi ne provoque pas de secousses et ne cause pas de souffrance. Ils rendent de grands services pour le traitement d'un grand nombre d'affections médicales.

Les appareils «**EVERAY**» sortant des ateliers de l' **AUXILIAIRE ELECTRIQUE**, à Bruxelles, sont construits avec des matériaux soigneusement vérifiés, donc de toute première qualité, sont d'une grande robustesse et peuvent être employés par les personnes les plus inexpérimentées.

Les appareils **EVERAY** sont à Voltage Universel 110-120 volts.

TOUS LES APPAREILS SONT GARANTIS D'UN BON FONCTIONNEMENT.

RAPPORTS GENERAUX DE L'ELECTRICITE AVEC LA SANTE

Afin d'entretenir une réserve de force pour les besoins journaliers de la vie et de maintenir l'équilibre entre la déperdition et le réapprovisionnement, une certaine somme de sommeil, de nourriture, d'air pur et d'exercice est absolument nécessaire; supprimer l'une de ces conditions, chercher à tergiverser au delà d'un certain point et vous dérangez l'équilibre; la réserve de force s'épuise graduellement et, au bout de quelques temps, la maladie et l'invalidité chronique sont forcées de survenir. Mais on a un remède contre la **PERTE DE FORCE VITALE**.

L'électricité est à la fois tonique et calculée.

Elle tonifie et calme les nerfs dès qu'ils sont soumis à son influence. Elle rend leur action normale à l'estomac, aux poumons, au coeur, au foie, aux reins, à la vessie, à l'utérus; aux ovaires et à tous les muscles. Elle purifie le sang, désinfecte toute matière impure qui peut séjourner dans le système, et aide les organes à les expulser du système par les canaux qui y sont destinés, soulage la douleur locale en supprimant les causes qui la produisent et en fortifiant le système entier, comme ne peut le faire aucun remède connu de la science.

Le courant de haute fréquence stimule la nutrition, augmente la combustion intérieure, brûle les déchets organiques, régularise les fonctions de l'appareil circulatoire et, enfin, agit en souverain maître avec une autorité incontestable et incontestée sur toutes les affections du système nerveux.

Il modifie la valeur du fluide nerveux, excite et stimule les lymphatiques, les obèses, les affaiblis, les déprimés, calme; adoucit; régularise les hyperexcités, les sanguins et les agités.

Tonifie les muscles, va masser leurs fibres jusqu'au sein de l'organisme et, grâce au transport moléculaire spécialement obtenu par le courant à haute fréquence, épure et assainit le sang.

L'électricité s'attaque directement, non à l'effet, mais à la cause du mal.

L'électricité dispense presque toujours de l'usage interne des médicaments et en supprime les inconvénients et les conséquences parfois très graves.

Lorsque, dans une localisation rebelle, l'électricité ne suffit pas par elle-même, elle permet de faire pénétrer, avec elle et directement dans l'organe malade, la médication utile, sans la faire passer par l'estomac.

L'expérience nous a souvent démontrée que bien des malades hésitaient à se faire traiter par cette méthode suite d'une certaine crainte de l'électricité. Cette crainte n'est plus justifiée actuellement, car la science électrothérapique a fait des progrès énormes et est arrivée, pour ainsi dire, à son point culminant.

Grâce aux appareils perfectionnés de l'Auxiliaire Electrique, toutes les applications médicales de l'électricité sont devenues agréables et douces, tout en obtenant le summum d'efficacité et de puissance.



OBSERVATIONS

L'isolement des électrodes a pour but de prévenir un **déchargement prématuré** des courants de haute fréquence et permet en même temps à ceux-ci de donner tout leur rendement aux endroits désirés.

Eviter l'emploi des appareils de haute fréquence immédiatement après un lavage du corps ou des cheveux avec des solutions alcooliques, car il y aurait danger de brûlures.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux appareils qui s'imposeraient dans la suite.

REMARQUE IMPORTANTE. — Les électrodes pour les cavités du corps **doivent être introduites et enlevées pendant que l'appareil se trouve à l'arrêt complet.** Après l'introduction de ces électrodes on augmente l'intensité du courant graduellement en tournant le bouton de réglage.

Le **nettoyage** et la **stérilisation** des électrodes se font au moyen d'une savonnée ou d'alcool.

Le traitement par la haute fréquence en général n'exerce aucun effet nuisible sur le malade et est absolument sans danger.

TABEAU DE TRAITEMENT



Beaucoup de maladies résistant aux médications sont guéries par les courants de haute fréquence, ce traitement électrique en général, apporte toujours une aide à l'organisme pour lutter contre les troubles et retarder le plus possible l'évolution du mal ou tout au moins l'amoinrir. Nous n'avons pas la prétention d'affirmer que toutes les affections, dont nous donnons la liste, peuvent être guéries par l'électricité, il est malheureusement des maladies incurables, rebelles à tout traitement.

ABCES. — Si l'abcès est en formation, massez pendant cinq minutes sa surface et les contours trois fois par jour avec l'électrode n. 1. S'il ne régresse, fulgurez pendant quelques secondes avec l'électrode n. 9. Il ne tardera pas à s'ouvrir.

ACNE. — Faire plusieurs massages quotidiens de cinq minutes avec l'électrode n. 27 jusqu'à assèchement et guérison.

ADENITE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14 contact de l'électrode n. 1 sur les ganglions, sans étincelles, cinq minutes deux fois par jour. Continuer à suivre le traitement du médecin.

ALGIES. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14 soigner le membre malade tout entier avec l'électrode n. 2 deux minutes trois fois par jour.

ALOPECIE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14, se faire masser doucement le cuir chevelu par une autre personne.


AMENORRHEE. — Introduire l'électrode n. 18 dans le vagin, mettre l'appareil en marche, traitement de trois minutes, arrêter l'appareil, retirer ensuite l'électrode (ne pas confondre avec la grossesse).

ANEMIE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14, effluer la colonne vertébrale avec l'électrode n. 3, et faire des inhalations d'ozone plusieurs fois par jour.

ANGINE. — Traitement avec l'électrode n. 6 cinq minutes, faire des inhalations d'ozone plusieurs fois par jour, électrode n. 28.

ANGINE DE POITRINE. — Traitement avec l'électrode n. 8 au niveau du cœur, cinq minutes deux fois par jour, intensité faible.

APHONIE NERVEUSE. — Traitement précieux pour les chanteurs, massage extérieur de la gorge avec l'électrode n. 6, cinq minutes. (voir fig. 1)



(fig. 1)

ASTHME. — Faire des inhalations d'ozone brèves, mais fréquentes, électrode n. 28 (voir fig. 3)

ARTHRITISME. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14 le matin à jeûn et le soir cinq minutes, effluve avec l'électrode n. 2.



(fig. 2)

ARTERIO - SCLEROSE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14, cinq minutes, effluves douces le long de la colonne vertébrale avec l'électrode n. 3. (voir fig. 5)



(fig. 3)

BOUTONS. — Faire plusieurs massages quotidiens de cinq minutes avec l'électrode n. 27.

BRONCHITE. — Plusieurs inhalations d'ozone par jour avec l'électrode n. 28, effluves sur la poitrine et le dos à l'aide de l'électrode n. 1 cinq minutes (voir fig. 4).

BRULURES. — Effluves avec l'électrode n. 1, courant faible.



(fig. 4)

COEUR. — Traitement avec électrode No 8 au niveau du cœur cinq minutes, deux fois par jour, intensité faible.

COMEDONS. — Etinceler chaque point noir avec l'électrode n. 9.

CONSTIPATION. — Effluves sur l'abdomen avec l'électrode n. 2 cinq minutes. Utiliser l'électrode rectale n. 20, 21 ou 23, intensité moyenne trois minutes.

CORPS. — Bain d'eau savonneuse chaude, étinceler ensuite avec l'électrode n. 9.

CRAMPES. — Effluves avec l'électrode n. 2, intensité moyenne dix minutes.

DENTS. — Contre l'inflammation des gencives et l'abcès, se servir d'une électrode appropriée par sa forme à la configuration de la partie malade (Voir électrodes dentaires).

DIABETE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14 le matin à jeûn et le soir dix minutes.

ENTORSE. — Traitement avec l'électrode n. 2, intensité forte trois fois par jour dix minutes.

ECZEMA. — Effluves avec l'électrode n. 2 dans les formes prurigineuses plusieurs fois par jour cinq minutes.

ESTOMAC. — Effluves avec l'électrodes n. 2 plusieurs fois par jour, intensité moyenne.

PHLEBITE. — Effluves avec l'électrode n. 2 plusieurs fois par jour, intensité moyenne.

FURONCLE. — Même traitement que pour l'abcès.

GOUTTE. — Voir arthritisme.

GRIPPE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14, dix minutes. Plusieurs inhalations d'ozone avec l'électrode n. 28.

HEMORRHOIDES. — Introduire l'électrode n. 20, 21 ou 23 naselinée, cinq minutes, intensité moyenne.

HYSTERIE. — Effluves à la nuque et la poitrine avec l'électrode n. 2. Employer l'électrode n. 17, 18 ou 19.

IMPUISSANCE. — Effluves à la colonne vertébrale avec l'électrode n. 3 ensuite chez l'homme faire le traitement externe des parties sexuelles, intensité faible, avec l'électrode n. 1, pour la femme, traitement avec l'électrode n. 17, 18 ou 19.

LUMBAGO. — Passer l'électrode n. 2 sur la région douloureuse en l'immobilisant quelques secondes sur les points particulièrement sensibles. Dix minutes deux fois par jour.

MASSAGE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14 pendant qu'une autre




Fig. 5.

personne masse à la main le groupe musculaire, l'abdomen, etc (Voir fig. 5).

METRITES. — Application de l'électrode n. 19 cinq minutes tous les deux jours.

MAUX DE TETE. — Effluves sur le front et les tempes avec l'électrode n. 1. Massage de la nuque avec l'électrode n. 6.



Fig. 6.

MAUVAISE CIRCULATION DU SANG. — Traitement de saturation le matin à jeûn avec l'électrode n. 14. Massage général du corps avec l'électrode n. 1.



Fig. 7.

NEURALGIES. — Effluves rapides sur la peau avec l'électrode n. 2, cinq minutes.

MALADIES DU NEZ. — Introduire l'électrode n. 11 à intensité faible, cinq minutes, faire inhalation d'ozone avec l'électrode n. 28.

OBESITE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14, Dix minutes, intensité moyenne, massage général du corps avec l'électrode n. 2.

OEIL. — Appliquez l'électrode n. 7 sur l'œil fermé, intensité faible.

OREILLES. — Traitement avec l'électrode n. 12 qui ne doit pas être introduite trop profondément, trois minutes deux fois par jour, intensité faible (voir fig. 8.)




Fig. 8.

OVAIRES. — Effluves à l'aide de l'électrode n. 2 le long des aines et sur le bas-ventre, cinq minutes.

PANARIS. — Même traitement que pour l'abcès (Voir ce mot)

PELLICULES. — Masser le cuir chevelu avec l'électrode n. 4.



PARALYSIE INFANTILE
Provoquer des réactions musculaires avec des effluves espacées, électrode n. 2, le traitement de la paralysie étant long, il faut continuer avec persévérance.

PROSTATITES. — Même traitement que pour les hémorroïdes en employant l'électrode n. 22.

REINS. — Massage avec l'électrode n. 2. Dix minutes, deux fois par jour, intensité moyenne. (voir fig. 11).

RHUMATISME. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14, effluve sur l'articulation douloureuse avec l'électrode n. 2. Dix minutes.




Fig. 10.



Fig. 11.

SCIATIQUE. — Traitement avec l'électrode n. 2 à passer le long de la cuisse, dix minutes au moment de l'attaque. Voir le mot arthritisme.

SEINS. — Pour raffermir ou développer les seins, coiffer le mamelon avec l'électrode n. 26 pendant dix minutes tous les jours, effluves autour du sein pendant deux minutes avec l'électrode n. 1 (voir fig. 14).

VARICES. — Masser les veines visibles avec l'électrode n. 1 pendant cinq minutes deux fois par jour.

VERRUES. — Fulguration d'une minute tous les jours jusqu'à disparition avec l'électrode n. 9.





CORRECTION DES RIDES

INSTRUCTIONS GENERALES

1. — Ne jamais mettre d'huile ni de graisse dans l'appareil
2. — Vérifier le voltage 110 ou 220 volts.
3. — Mettre l'appareil en relation avec la source électrique.
4. — Fixer l'électrode dans le manche ébonite (pour la saturation et électrodes internes, voir plus loin).
5. — Si le générateur ne bourdonne pas aussitôt, tourner la vis de réglage du côté FORT.

Pour l'emploi du saturateur et des électrodes internes.

- a) Relier l'appareil à la prise de courant sans le faire fonctionner.
- b) Fixer le saturateur dans le manche en ébonite, tenir le saturateur bien serré dans la main et mettre l'appareil en fonctionnement.
- d) Le traitement terminé, interrompre le courant et enlever la prise

RECOMMANDATIONS : Ne jamais retirer la main du saturateur pendant que le courant est établi, afin de ne pas s'exposer à ressentir une secousse désagréable, mais absolument sans danger.

Pour l'emploi de l'appareil il est préférable de se placer sur un parquet ou un sol isolé, ne pas toucher de robinets d'eau ou de gaz, ne pas l'utiliser lorsque l'on est dans le bain.

Si vous n'utilisez pas l'appareil ne le laissez pas inutilement sur le courant, débranchez-le.

POUR L'INHALATEUR D'OZONE

- a) Fixer l'inhalateur dans le manche comme une électrode ordinaire.
- b) Pour l'usage, tenir l'inhalateur d'une main et actionner la poire de caoutchouc de l'autre. (Voir figures 3 et 4).

POUR L'OZONATEUR D'APPARTEMENT

1. Fixer la fiche mâle de l'appareil à haute fréquence dans la fiche femelle de l'ozonateur.
2. Faire pénétrer la tige métallique de l'ozonateur dans le manche en ébonite de l'appareil haute fréquence.
3. Fixer la fiche mâle de l'ozonateur dans la prise de courant.
4. Tourner le bouton du générateur jusqu'à dégagement d'ozone désiré.

ELECTRODES


Nos électrodes sont faites en verre spécial, ce qui leur permet de résister à de brusques contactions et à la dilatation due à la chaleur.

Toutes nos électrodes sont munies d'une douille de cuivre de 11 mm. du type maintenant reconnu universel.


NOMENCLATURE DES ELECTRODES




1. — Electrode de surface pour le traitement superficiel du corps et du visage fr. 15.—



- 2 — Condensatrice pour traitement intensif des organes situés profondément dans le corps (Néon-hélium) fr. 30.—
(Rayons-violets) fr. 25.—




- 3 — Electrode pour le traitement de la colonne vertébrale fr. 15.—




- 4 — Peigne pour le traitement du cuir chevelu fr. 15.—



5. — Pinceau pour stimuler les nerfs fr. 15.—



6. — Exo-Laryngée, pour application externe de la gorge et de la nuque fr. 15.—



7. -- Oculaire pour stimuler le nerf optique . . . fr. 15.—




8. — Spirale pour traitement du cœur . . . fr. 15.—



9.—Fulguratrice pour le traitement des verrues,cors,etc.fr. 15.—



10. — Pour les paupières . . . fr. 15.—



11. — Nasale isolée . . . fr. 15.—




12 — Auriculaire isolée . . . fr. 15.—



13. — Intra-Laryngée, traitement interne de la gorge fr. 15.—




14. — Saturateur pour traitement tonique et électrification
(d'Arsonvalisation) . . . fr. 15.—



15—Spatule électrode de la langue, . . . fr. 15.—



16. — Urétrale, pour les maladies du canal et de la vessie fr. 15.—



17. — Vaginale toute surface active . . . fr. 15.—



18. — Vaginale, extrémité seule active . . . fr. 20.—




19. — Vaginale isolée et perforée pour génération de l'ozone
ne . . . fr. 20.—




20. — Rectale ordinaire . . . fr. 15.—




21. — Rectale toute surface active . . . fr. 15.—



22. — Prostate, système Bub . . . fr. 75.—




23. — Hémorroïdale pour traitement personnel, système
Bub fr. 75.—




24. — Tube témoin bouts métalliques aux deux extrémités fr. 15.—




25. — Pour traitement de plaies, avec surface concave, pour
introduire de l'ouate imbibée de substances médica-
menteuses fr. 15.—




- 25b. — Cataphorétique, grand modèle . . . fr. 20,—



26. — Pectorale pour le développement des seins . fr. 30,—




27. — Forme rouleau pour massage du corps et du visage
remplace avantageusement l'électrode de surface n.1
qui, devant glisser donne un léger contact
au néon fr. 40,—




28. — Inhalateur avec pulvérisateur dans la sphère. Produi-
sant l'ozone souverain pour guérir rhumes, gripes,
pneumonie, soulageant toutes maladies des voies res-
piratoires

ELECTRODES DENTAIRES




a) Dentaire à fulguration fr. 15.—



b) Cataphorétique pour dentiste fr. 15.—



c) Tête creuse fr. 15.—



d) Pour le traitement des gencives de devant . . . fr. 15.—



e) Pour le traitement de la partie droite de la mâchoire fr. 15.—





f) Pour le traitement de la partie gauche de la mâchoire fr. 15.—



g) Pour le traitement intérieur de la mâchoire . . . fr. 15.—

Aucune électrode n'est reprise ni échangée après livraison



L'Ozone en Thérapeutique

L'OZONE

L'ozone est connu dans la médecine comme un élément antiseptique très efficace. Il a la faculté de détruire les microbes moyennant un procédé d'oxydation et de stimuler les cellules vitales. L'inhalation d'ozone par notre organisation détruit les éléments usés et malades, fortifie le sang et produit un état de bien-être du malade, ce qui est très important pour les mélancoliques et les neurasthéniques. L'ozone est spécialement employé contre les maladies du nez, de la gorge et des poumons. L'inhalateur guérit en peu de temps et de façon efficace la toux, le rhume, le catarrhe, la grippe, la bronchite, les maladies du larynx, l'insomnie, l'asthme, la pneumonie, la tuberculose et toutes maladies des organes de la respiration.

Action physiologique et thérapeutique de l'ozone

Un grand nombre de maladies (anémie, coqueluche, laryngite, etc) sont traitées par l'ozone, qui donne également des résultats très satisfaisants dans le traitement de la tuberculose.

L'OZONE EN THERAPEUTIQUE

Dans l'air renfermant 1 milligr. 5 à 2 milligr. d'ozone par litre, la bactérie charbonneuse, le bacille d'Eberth, le staphylocoque, le bacille de Löffler, les spores d'asporgillus niger ne se développent pas en culture. Les cultures de charbon sont tuées au bout de quatre jours.

ACTION PHYSIOLOGIQUE DE L'OZONE

L'hémoglobine, matière colorante du sang veineux, se transforme, pendant la respiration, en oxyhémoglobine, matière colorante du sang artériel, en absorbant

l'oxygène et que, réciproquement, l'oxyhémoglobine du sang artériel, échangeant avec les tissus son oxygène, redevient hémoglobine. Dans les globules rouges l'oxygène est à l'état d'ozone, expliquant ainsi l'activité des oxydations qui se produisent dans l'organisme par les échanges entre le sang et les tissus.

Au moyen de l'hématospectroscope, on a pu constater rapidement et très simplement les modifications de l'oxyhémoglobine du sang sous l'influence de l'O₃.

Sous l'influence même d'une inhalation d'ozone de dix minutes de durée, l'oxyhémoglobine augmente chez des sujets bien portants d'une façon remarquable, à la condition toutefois que ces sujets présentent une proportion d'oxyhémoglobine un peu inférieure à la moyenne physiologique qui est de 14 p.c. Des expériences faites, l'augmentation a été jusqu'à 2 p.c.

Action de l'O₃ sur les globules rouges et blancs

De nombreuses expériences faites sur des petits malades, il résulte de la numération faite avant et après un certain temps de traitement par l'ozone (trois semaines, un mois), que le chiffre des globules rouges a subi une ascension proportionnelle à l'augmentation de l'oxyhémoglobine.

En même temps qu'on constate une augmentation des globules rouges, toujours parallèle à l'augmentation de l'oxyhémoglobine, on a pu observer une progression décroissante des globules blancs.

L'Ozone dans la tuberculose pulmonaire

Les uns, déjà très avancés dans leur évolution tuberculeuse n'en ont retirés que peu ou pas de bénéfices, les autres ont presque tous obtenu un arrêt dans la progression de leur maladie, une véritable régression du processus bacillaire.

Il serait trop long de reproduire ici toutes les feuilles d'observation. Contentons-nous de signaler que des malades partis de 7 à 10 p.c. d'oxyhémoglobine, ont gagné respectivement de 5 à 1 p.c., l'augmentation moyenne de poids était d'environ trois kilos, retour à l'appétit suppression des sueurs et des vomissements, la toux devient de plus en plus rare pour ne plus se produire qu'au réveil, avant de disparaître complètement. L'expectoration parulente devient muqueuse et de moins en moins abondante. Aucune hémoptysie ne s'est reproduite pendant le traitement.

L'Ozone dans la coqueluche

Il ressort d'une façon manifeste et évidente, que l'ozone a produit chez tous les petits malades une amélioration immédiate ; chez presque tous, les quintes ont été rapidement modifiées, non seulement comme fréquence, mais aussi comme intensité et durée ; l'angoisse respiratoire et la cyanose devenaient presque nulles et les vomissements disparaissaient. Les enfants reprenaient presque rapidement leur gaieté et leur bonne mine antérieure. Aucun des petits malades ne fut atteint de complications broncho-pulmonaires si souvent observées et si justement redoutés dans cette maladie.

Lorsque pour une cause quelconque on suspend le traitement pendant un jour ou deux, on voit les quintes reparaitre avec toute leur intensité. Ce qui démontre la réelle et indiscutable action de l'ozone dans cette affection.

L'action physiologique de l'ozone sur le sang est également bien intéressante à étudier. Le nombre de globules rouges augmente rapidement dans des proportions parfois étonnantes. Des malades présentant au début du traitement

une pauvreté globulaire manifeste, voient rapidement le nombre des globules rouges augmenter de 50 p.c. et parfois même de 100 p.c. Cette augmentation n'est pas passagère, elle se maintient aussi longtemps que l'on administre les solutions d'ozone. Quand on cesse, nous avons pu le constater chez des malades à peu près guéris et qui interrompent de temps à autre leur traitement, le nombre de globules rouges reste néanmoins légèrement supérieur à la normale. L'hyper-érythémie constatée paraît bien être due à l'ozone et nous sommes d'avis qu'il faut attribuer l'augmentation des globules rouges chez les tuberculeux en montagne et au bord de la mer, à la présence de ce gaz dans l'atmosphère.

On a remarqué, d'autre part, que les écoles munies d'installation d'ozone ne renvoyaient aux écoles de plein air pour raison de santé, qu'un nombre d'enfants très inférieur aux autres.

Ce que dit la revue *Science et la Vie*.

« Comment l'on constata que l'ozone est favorable à la santé.

» Des récents essais effectués sur des employés de la First National Bank de Chicago, ont montré qu'en respirant de l'air ozonisé, la respiration devenait plus profonde, et qu'au bout d'un certain temps l'on pouvait constater une importante augmentation de poids des sujets soumis à l'expérience.


» Les employés de la banque furent placés dans une salle où l'on n'avait jamais pu obtenir jusqu'alors une bonne ventilation ; de l'ozone fut produit dans la salle même au moyen de quelques machines électriques placées dans les coins.

» On mesura le tour de poitrine de chaque employé, on nota son poids, et deux mois après le jour où les machines électriques furent mises en activité, les mêmes mesures furent effectuées; l'on trouva que, dans ce court espace de temps, chaque employé avait gagné en poids aussi bien qu'en largeur de poitrine.

» Cette amélioration physique fut accompagnée d'un tel développement de leurs facultés mentales que les employés eux-mêmes, enthousiasmés des résultats demandèrent qu'on généralisât la méthode.

» *Science et la Vie.* »

NOTRE FABRICATION




MODELE A.

Modèle courant appareil très soigné, universel 110 et 220 volts, fonctionnement parfait.

Livré avec 8 électrodes simples au choix du client.

Dimensions 33x24x13 cm.

PRIX 450 Frs



MODELE B

Modèle parfait au point de vue scientifique fonctionnant sur le courant continu ou alternatif de 100 à 250 volts.

Muni d'un milliampèremètre gradué de 0 à 200 MA. donnant le contrôle du bon fonctionnement de l'appareil.

Livré avec 20 électrodes au choix du client.

Dimensions 39x29x13 cm.

PRIX 800 Frs

Appareil fonctionnant par un mouvement d'horlogerie et destiné à assurer une production d'effluves pendant un nombre déterminé de minutes, dispositif échelonné de 0 à 15 minutes.


Muni d'un appareil de mesure gradué de 0 à 200 Milli-Ampères qui indique l'intensité de courant employé.

Fonctionnant sur le courant alternatif ou continu de 100 à 250 volts.

Livré avec 20 électrodes au choix du client.

Dimensions 39x29x13 cm.

Prix **1.000** frs.



Les Appareils à haute fréquence «**EVERAY**» comportent les derniers perfectionnements de la science électro-médicale.

Nos appareils sont garantis deux ans.

Ils sont unipolaires ou bipolaires

Lorsque vous achetez un appareil «**EVERAY**» vous faites un **ACHAT UTILE.**

Cette brochure est distribuée

GRATUITEMENT

Vous ferez une bonne oeuvre en la
communiquant aux personnes souff-
rantes qui ne connaissent pas

L'APPAREIL

EVERAY

dont les rapports généraux de
l'électricité avec la santé opère des
guérisons miraculeuses

Tuberculose, Bronchite, Asthme, Coqueluche, Catarrhes pulmonaires, Rhume de poitrine, Rhume de Cerveau, Grippe, Laryngite, Pneumonie, Plurésie, Adénopathies.

Rhumatisme, Sciatique, Goutte, Arthritisme, Névralgie intercostale, Arthrite déformante, Rachitisme, Contusions, Luxation.

Cœur, Foie, Estomac, Dilatation, Digestion pénible, Ballonnement, Excès d'acidité, Gastrite.

Epilepsie, Hystérie, Neurasthénie, Insomnie, Paralyse, Apoplexie, Absence de mémoire, Troubles mentaux, Système nerveux ébranlé, Paralyse faciale, Névrite.

Angine, Goître. Névralgies, Vertiges, Migraines, Sinusite, Méningite, Rage de Dents, Perte de Cheveux, Surdit , Rides, Soins de beauté, Massage.

Mauvaise circulation du sang, Prurit, Ulc res, Dartres, Ecz ma, Clous, Lupus, Rougeurs, Taches de vin.

Intoxications, Surmenage, Congestion, Fatigue, D couragement, Id es noires, Manque de volont .

Constipation, H morro des, Troubles menstruels, Soins intimes, Retour d' ge, Masturbation, Vices sexuels, Impuissance.

Albuminurie, Diab te, Faiblesse des reins, An mie, N phrite, Calculs du rein, R tention d'urine.

H morragies, Diarrh e, Varices, Phl bite, Ent rite, Ulc res variqueux, Dyspepsie, Appendicite, Fibr me.

Lumbago, Courbature, Foulure, Epanchement de synovie, Entorse, Cors aux pieds.

Modèle courant, appareil très soigné, universel 110 et 220 volts, fonctionnement parfait. Livré avec 8 électrodes simples au choix du client.

Dimensions 33 x 24 x 13 cm.

PRIX : Frs. 750

Modèle B

Modèle parfait au point de vue scientifique, fonctionnant sur le courant continu ou alternatif de 100 à 250 volts.

Muni d'un milliampèremètre gradué de 0 à 200 Ma., donnant le contrôle du bon fonctionnement de l'appareil.

Livré avec 20 électrodes au choix du client.

Dimensions 39 x 29 x 13 cm.

PRIX : Frs. 1250

Modèle C

Appareil fonctionnant par un mouvement d'horlogerie et destiné à assurer une production d'effluves pendant un nombre déterminé de minutes, dispositif échelonné de 0 à 15 minutes.

Muni d'un appareil de mesure gradué de 0 à 200 Mili-Ampères qui indique l'intensité de courant employé.

Fonctionnant sur le courant alternatif ou continu de 100 à 250 volts.

Livré avec 20 électrodes au choix du client.

Dimensions 39 x 29 x 13 cm.

PRIX : Frs. 1950

*Les appareils à haute fréquence
EVERAY comportent les der-
niers perfectionnements de la
science électro-médicale. Nos
appareils sont garantis deux
ans. Ils sont unipolaires ou bi-
polaires au gré du client.*

*Lorsque vous achetez un appa-
reil EVERAY, vous faites un*

ACHAT UTILE