

**LES
RAYONS VIOLETS
HOMO·FLUX**

LES RAYONS VIOLETS

HOMO-FLUX

VOUS APPORTENT LA SANTE...



ETABLISSEMENTS

HOMO-FLUX

S.A.R.L. Capital : 400.000 fr.

12 bis, AVENUE DES GOBELINS

(METRO GOBELINS)

PARIS (5^e)

TELEPHONES : GOBELINS 85-51
PORT-ROYAL 33-45

R. C. Seine 292.509 B



CONSTRUCTION D'APPAREILS

ÉLECTRO MÉDICAUX

HAUTE FRÉQUENCE

RAYONS VIOLETS - ULTRA VIOLETS ET INFRA ROUGES
LAMPES SOLAIRES



SOMMAIRE

	Pages
Introduction	3
Ce que sont les courants de haute fréquence	5
L'action thérapeutique des courants de H.F.	7
Les différentes méthodes d'application des traitements par la haute fréquence	8
Instructions générales sur le maniement des appareils « Homo-Flux »	13
Durée des traitements	16
Maladies et leur traitement (voir page 61, la liste alphabétique)	18
La haute fréquence chez les sportifs	43
Soins de beauté	45
Quelques opinions autorisées sur la haute fréquence ..	46
Quelques-unes de nos références	48
Tarif de nos électrodes	53
Instructions générales	60
Liste alphabétique des maladies	61

INTRODUCTION

L'ELECTRICITE est devenue aujourd'hui un auxiliaire de tout premier ordre dans le traitement de nombreuses affections pour lesquelles les agents médicamenteux restent impuissants. Comme l'a dit d'une façon si autorisée l'illustre Professeur d'ARSONVAL, elle fournit au médecin une arme nouvelle protéiforme très efficace et qui a, sur beaucoup, l'avantage de rester TOUJOURS INOFFENSIVE.

Les progrès accomplis dans ces dernières années ne laissent pas le moindre doute sur ce fait que l'électricité est un moyen curatif si puissant et d'applications si variées, que l'on peut lui attribuer des résultats aussi évidents et aussi indiscutables qu'à n'importe quelle autre médication.

C'est devant ces résultats que de nombreux appareils pour l'utilisation des courants à haute fréquence dits à « RAYONS VIOLETS », sont déjà utilisés, mais dans une proportion malheureusement bien faible encore car chaque famille ne devrait-elle pas être en possession d'un appareil ?

Cela tient simplement à ceci :

Jusqu'à ce jour, les divers constructeurs qui se sont attachés à la fourniture de ces appareils ont introduit sur le marché des modèles nombreux, mais d'un prix de vente prohibitif.

C'est pourquoi, dans un intérêt national de vulgarisation scientifique, dans le but de mettre à la disposition de tous la possibilité de se soigner suivant les indications de la thérapeutique moderne

HOMO-FLUX

crée des appareils réunissant toutes les qualités exigées pour

l'application rationnelle des traitements :

MANIEMENT très simple et d'une ROBUSTESSE éprouvée ;

UNIVERSEL, c'est-à-dire fonctionnant sur tous les courants alternatifs et continus de 80 à 250 volts ;

Livrés en COMPLET ETAT DE MARCHE, équipés des électrodes les plus usuelles ;

Mécanisme AMOVIBLE, muni de crochets, permettant sa fixation MURALE ;

GARANTIE DE UN AN contre tous vices de construction.

Les appareils « **Homo-Flux** » sont de fabrication entièrement française.

TROIS PREUVES DE CONFIANCE

1° N'ayant rien à cacher, nous avons jugé inutile de plomber nos appareils ;

2° Néanmoins, nous les garantissons un an contre tous vices de construction ;

3° Le fond de notre générateur étant constitué par une plaque transparente incassable et ininflammable, le mécanisme est visible, ce qui permet de contrôler sa parfaite fabrication et son bon fonctionnement.

CE QUE SONT LES COURANTS DE HAUTE FRÉQUENCE

Les courants de haute fréquence sont des courants alternatifs dont le nombre d'alternances est considérable, c'est-à-dire change de sens des millions de fois dans l'unité de temps.

Les alternateurs industriels ne fournissent que du courant à 25, 50, 100 périodes, c'est-à-dire que le courant alternatif qui alimente notre éclairage change de sens 25, 50, 100 fois par seconde.

Les décharges de condensateurs, au contraire, permettent d'obtenir dans des conditions déterminées des fréquences élevées, des fréquences de plusieurs millions par seconde.

Les courants de haute fréquence sont donc des courants alternatifs dont la direction change extrêmement souvent en une seconde.

Les courants de haute fréquence ne présentent aucun danger pour l'organisme. Ils ne provoquent aucune sensation désagréable.

Bien que ce soit à Morton qu'on attribue la première utilisation thérapeutique des courants de haute fréquence, c'est au Professeur d'Arsonval que revient l'honneur d'avoir fait une étude complète des effets généraux de ces courants ; à ce grand maître français, nous devons le dispositif pratique qui nous en permet l'utilisation thérapeutique.

Leur emploi s'effectue avec des petits générateurs de tension, par l'intermédiaire des électrodes à vide. L'électrode se comporte comme un condensateur de faible capacité : les deux armatures étant constituées par la peau et le gaz ionisé, le diélectrique par l'enveloppe de verre.

Une telle électrode se laisse facilement traverser par les courants de haute fréquence et de tension élevées, tandis que les courants de faible fréquence et de faible tension ne peuvent la franchir.

L'électrode à vide constitue donc un isolement supplémentaire dont la valeur élevée vient toujours s'ajouter à celle des différents dispositifs de sécurité prévus, quels qu'ils soient, dans les générateurs, pour la protection du malade contre le courant du réseau.

C'est pour cette raison que, dans les traitements par conduction, dans lesquels l'électrode métallique est, en général, recommandée, il sera toujours préférable d'employer l'électrode à vide « **saturatrice** » (12), dont le rendement est suffisant pour ce genre d'applications.

Cette sécurité dans l'emploi des courants de haute fré-

quence explique la large diffusion de ceux-ci en thérapeutique.

L'activité de l'Industrie électrique s'est manifestée tout particulièrement depuis quelques années par la diffusion sur le marché de divers appareils médicaux pour la haute fréquence. Ces appareils, très maniables et très pratiques, se rencontrent aujourd'hui dans un grand nombre de foyers où ils rendent d'inappréciables services.

Ces appareils peuvent être utilisés en toute sécurité. Leur mise en marche est simple. Elle s'effectue par branchement sur le courant pour l'éclairage et est réglée suivant les instructions contenues dans le cours de cette brochure. La consommation d'électricité est extrêmement réduite.

Un appareil de haute fréquence doit se trouver dans chaque famille.

« HOMO-FLUX »

met à votre disposition, un choix d'appareils parfaitement au point, luxueusement présentés, fabriqués par des ouvriers français et garantis un an contre tous vices de construction.

L'ACTION THÉRAPEUTIQUE DES COURANTS DE HAUTE FRÉQUENCE

L'action thérapeutique des courants de haute fréquence a été mise en évidence, en 1885, par le professeur d'ARSONVAL qui a montré que ces courants produisent une dilatation vasculaire générale, une augmentation des combustions organiques et une action immunisante sur les toxines bactériennes.

Par son action **révulsive**, la haute fréquence améliore la nutrition des tissus; en activant la circulation, elle permet la guérison de la plupart des **affections cutanées** et prévient l'apparition des rides.

Par son **action analgésique**, elle soulage rapidement les **maux de tête**, les **névralgies**, les **points de côté**, le **lumbago**, la **sciatique**, le **torticolis**, etc...

Par son **action vaso-dilatatrice** sur les vaisseaux, elle constitue un excellent adjuvant au traitement de l'**hypertension** et de l'**artériosclérose**.

L'**ozone** dégagé en grande quantité par l'effluve de haute fréquence possède un pouvoir **antiseptique** considérable, utilisé notamment pour la **désinfection des voies respiratoires** et la **stérilisation des plaies**.

Les **rayons violets** émis par les électrodes possèdent une action analgésique et cicatrisante.

L'**action générale** de la haute fréquence est remarquable dans les traitements des **hémorroïdes**, de la **constipation**, des **maladies des femmes**, de l'**impuissance**, des **algies**, **sinusites**, **céphalées**, **bourdonnement d'oreilles**, de la **surdité**, des **affections dentaires**.

« Je suis persuadé, disait le professeur d'Arsonval, dans le numéro du 25 février 1882, de la « Lumière Electrique », que la thérapeutique de l'avenir n'emploiera comme moyens curatifs que des modificateurs physiques. La mode barbare qui, sous prétexte de nous guérir, consiste à nous empoisonner avec les drogues les plus vénéneuses de la chimie, devra céder la place aux agents physiques, dont l'emploi a au moins l'avantage de n'introduire aucun corps étranger dans l'organisme.

« De plus, les progrès accomplis dans ces dernières années ne laissent pas le moindre doute sur ce fait que l'électricité est un moyen curatif si puissant et d'application si variée que l'on peut lui attribuer des résultats aussi évidents et aussi indiscutables qu'à n'importe quelle autre médication. »

LES DIFFERENTES METHODES D'APPLICATION DU TRAITEMENT PAR LA HAUTE FREQUENCE

Les principes du traitement par la haute fréquence sont les suivants :

1° Il s'agit, tout d'abord, de produire de la chaleur par le passage du courant ;

2° De provoquer des effets curatifs, surtout de nature psychologique, par la production des étincelles qui éclatent lorsque les électrodes sont tenues à quelque distance de la surface du corps ;

3° Les courants de haute fréquence peuvent être dirigés par l'entremise d'une deuxième personne vers l'endroit du corps désiré, méthode d'application indirecte ;

4° Les applications du courant de haute fréquence sont en mesure de faire disparaître, au moyen d'électrodes spécialement établies dans ce but, les excroissances et certaines maladies de peau, permettant ainsi d'obtenir, par fulguration, les mêmes résultats que le thermocautère, sans laisser de trace et sans effusion de sang ;

5° Les courants de haute fréquence peuvent être mis en contact avec le corps tout entier par une décharge générale produite par l'électrode saturatrice ;


6° Le passage d'effluves ou d'étincelles à travers l'air transforme en **ozone** les molécules d'oxygène. Cet **ozone** peut être employé à des fins thérapeutiques par l'emploi d'une électrode spéciale, sous forme d'inhalation.

Nous avons ainsi défini les six méthodes différentes d'application des traitements par la haute fréquence, et nous en donnons ci-après la description exacte.

LES SIX METHODES D'APPLICATION DU TRAITEMENT PAR LA HAUTE FREQUENCE

Traitement N° 1.

Application directe de l'électrode sur le sujet traité.




Il s'agit de la forme de traitement la plus usitée. L'électrode étant bien mise en contact avec la peau, on la promène sur les endroits à traiter lorsque ceux-ci sont externes. Quand il y aura lieu de traiter certains organes situés à l'intérieur du corps, on emploiera les électrodes spéciales; on les enduira d'abord de vaseline, puis on les introduira prudemment. Ensuite, on fera passer le courant en augmentant la dose progressivement. Il est spécialement recommandé d'éviter pendant l'introduction tout mouvement précipité qui pourrait briser l'électrode.

Pour l'introduction dans l'anus, on choisira la position la plus commode; l'intestin aura été évacué avant l'opération, soit naturellement, soit par le moyen d'un lavement.

Traitement N° 2. — L'électrode est tenue à distance du sujet traité.

Pendant l'application de ce traitement, les électrodes ne seront pas mises au contact direct de la peau. On les tiendra à une distance variable suivant la sensibilité du malade, puis on fera jaillir le courant. Il se produira une pluie d'étincelles à action vésicante très favorable à une circulation sanguine intense qui aura les plus heureux effets, notamment dans tous les cas de refroidissements.



De plus, l'étincelle électrique ayant pour propriété de condenser l'oxygène de l'air, le transforme en **ozone** qui constitue l'antiseptique le plus puissant et dont l'action microbicide bien connue vient s'ajouter à celle revivifiante des cou-

rants de haute fréquence.

Les électrodes 4 ou 6 permettront d'obtenir les mêmes résultats par application directe sur la peau.


Traitement N° 3. — Méthode d'application indirecte.

Le traitement indirect est celui qui permet d'obtenir avec certitude les résultats les plus féconds. Il est le plus efficace pour relever l'état général. Il accroît l'activité des cellules et des échanges humoraux. Le manche porte-électrode sera muni de l'électrode N° 12 et le sujet à traiter la prendra en main (voir fig. N° 3). On fera ensuite passer le courant. La seconde personne procède alors au traitement en massant ou en effleurant avec les mains les endroits qui ont besoin d'être traités. L'énergie de haute fréquence est introduite ainsi sur la surface et à l'intérieur du corps du patient partout où la personne qui traite applique les mains.



Traitement N° 4. — Fulguration (genre thermocautère).

L'appareil sera muni de l'électrode N° 10. Cette électrode concentrant l'effet thermique de l'étincelle de haute fréquence en un seul point permet d'obtenir par fulguration les mêmes résultats que le thermocautère, sans laisser de traces. L'électrode sera maintenue à une distance de 1 à 10 m/m. Son action provoquera la destruction des productions cutanées anormales : points noirs, cors, eczéma de perdris, verrues, etc... On traitera les endroits à détruire jusqu'à ce qu'ils prennent une teinte blanchâtre. On évitera, par ce mode de traitement, les hémorragies, les incisions et la formation de cicatrices importantes.



L'emploi de l'électrode N° 10A permettra d'appliquer

le même traitement, mais d'une façon plus douce.

Traitement N° 5. — Saturation électrique de l'organisme.

La saturation est le traitement tonique par excellence. Elle régularise la tension artérielle, équilibre les fonctions organiques et facilite la circulation du sang. Pour l'obtenir, on établit le courant et on tient l'électrode saturatrice N° 12 pendant 5 minutes environ. De cette façon, le corps entier est chargé et déchargé alternativement, ce qui produit une sensation de vigueur et de bien-être.

On utilise ce bain électrotonique dans les cas d'artério-sclérose, hypertension, anémie, et chaque fois qu'il y a débilité morale ou physique.




Traitement N° 6. — Les inhalations d'ozone.

Lorsque l'étincelle électrique passe dans l'air, elle donne naissance à de l'ozone. En même temps que l'ozone, de faibles quantités d'oxyde d'azote prennent naissance. L'ozone augmente l'oxygénation du sang et des tissus ainsi que le nombre des globules rouges. Il a été établi d'une manière indiscutable que l'ozone tuait très rapidement les bacilles les plus virulents sans jamais léser les membranes les plus délicates.

Les traitements à l'ozone nettoient et régénèrent le sang et préparent ainsi l'organisme à mieux lutter contre la maladie.

Indication. — L'ozone est utilisé avec profit pour purifier et tonifier l'air des appartements. Il a des indications précises dans certaines maladies : l'anémie, les maladies des voies respiratoires et les maladies qui trahissent, en général, des oxydations incomplètes ou une nutrition ralentie. En raison de la très grande activité de ce gaz et de ses propriétés irritantes, les inhalations doivent être faites avec circonspection. Elles ne doivent jamais, en tout cas, dépasser deux minutes.

Mode d'emploi. — On verse dans la boule de verre de l'électrode inhalateur 5 à 6 gouttes d'essence d'eucalyptus




12

[illegible]

1° Incliner l'inverseur sur l'indication : 80 à 150 volts ou 160 à 250 volts, suivant le voltage de votre secteur. Il ne faudrait pas, par exemple, brancher un appareil réglé pour 110 volts sur une ligne de 220 volts, car on risquerait de surchauffer inutilement les organes.



MANIÈRE D'ADAPTER LES ÉLECTRODES




Lorsque l'appareil sera branché sur le courant, on introduira l'électrode dans la poignée, en ayant soin de tenir cette électrode par la tige et en lui imprimant un léger mouvement de rotation.

MISE EN MARCHÉ

Dès que l'appareil est correctement relié au secteur, il est utile de s'assurer que tous les contacts sont bien en place, puis on le met en marche en tournant le bouton de réglage placé sur le mécanisme, dans le sens de la droite, jusqu'à ce que l'appareil fasse entendre un bourdonnement régulier et que l'électrode s'illumine.

Il arrive parfois, en hiver surtout, que l'électrode ne s'illumine pas immédiatement. Il suffit, à ce moment, de la tenir dans la main quelques secondes pour la chauffer légèrement. En continuant à tourner le bouton on renforce progressivement l'énergie électrique.

Afin d'éviter la production d'étincelles au moment où l'on applique l'électrode sur la peau, il est recommandé de procéder comme suit :



Tenir en main la poignée porte-électrode et en même temps poser l'index de cette main sur l'électrode en verre comme l'indique le croquis ci-contre ; en faire alors l'application sur l'emplacement du corps que l'on traite, puis enlever l'index de l'électrode (seulement lorsque

celle-ci touche la peau). On donne alors au traitement la durée prescrite et, celui-ci terminé, on procède à la manœuvre

inverse, c'est-à-dire en commençant par poser l'index sur l'électrode en verre tout en tenant, avec la main, la poignée, avant de détacher le tout de l'épiderme de la personne traitée.

Cette dernière indication est particulièrement recommandée pour toute personne sensible ou dans l'application des soins de beauté.

La séance finie, on tourne, dans le sens de la gauche, le bouton régulateur, jusqu'à ce que le bourdonnement cesse, puis on débranchera la prise de courant du réseau.

LE MANIEMENT DE L'APPAREIL

DE HAUTE FRÉQUENCE EST ABSOLUMENT

SANS DANGER

L'appareil « HOMO-FLUX » étant dépourvu de toute connexion avec la terre, son emploi est sans aucun risque. C'est pourquoi, lors du premier traitement, on ne doit pas avoir la moindre appréhension.

Il est recommandé, en faisant usage de l'appareil, de ne pas se mettre en contact avec des conducteurs électriques, des fils téléphoniques, des conduites d'eau ou de gaz.

On évitera de faire le traitement dans des pièces trop humides ou dans des locaux remplis de vapeur d'eau et **sur-tout dans les salles de bains.**

L'épiderme avant le traitement doit être sec ; une peau humide ou en transpiration peut gêner ce dernier.

En outre, pour l'efficacité du traitement, celui-ci doit toujours être fait sur un sol de bois (ou, à défaut, placer les pieds du sujet traité sur un socle de bois ou tout autre isolant), ceci pour éviter la déperdition trop rapide du courant électrique.

En ce qui concerne particulièrement le traitement de la chevelure, ce dernier ne doit pas s'effectuer aussitôt après des lavages faits à l'aide de lotions ou produits capillaires renfermant de l'alcool ou autres produits inflammables.

MANIÈRE D'APPLIQUER LE COURANT

Au commencement de tout traitement, il est indispensable d'utiliser un courant doux, puis, suivant la sensibilité du patient, de l'intensifier peu à peu.

TUBES TÉMOINS OU TUBES CONTRÔLE AU NÉON

On appelle tubes témoins ou tubes contrôle des électrodes dans lesquelles on a introduit un gaz rare : le **Néon**.

Ce gaz donne aux effluves un aspect rougeâtre, au lieu de la teinte violacée des électrodes à vide.

C'est pourquoi les électrodes au **Néon** sont très employées en soins de beauté.

Introduire dans la poignée l'électrode N° 12 et la prendre en main; faire passer le courant (mise en charge de l'organisme, saturation);

Le courant parcourt alors tout le corps. Pour s'en assurer une autre personne prend le tube témoin (N° 26) et l'approche de place en place auprès du corps du sujet traité; le tube témoin s'illumine en rouge, de différents degrés d'intensité selon les endroits, c'est-à-dire selon l'état du sujet en question, démontrant ainsi la pénétration et l'émission des forces électro-magnétiques.

La consommation de l'appareil « HOMO-FLUX » équivaut à celle d'une lampe ordinaire de 20 watts, soit à peine **deux centimes-heure.**

Vérifier tout d'abord si le fil de lumière, la prise de courant, le bouchon pour douille sont bien en place. Ce sont là, presque toujours, les causes de pannes.

Le traitement par la haute fréquence est avant tout individuel et, à ce titre, sa durée doit se régler suivant la constitution propre de chaque sujet. C'est pourquoi les durées de traitement indiquées dans cette brochure sont établies pour des sujets de force moyenne.

Il est évident que les enfants, les personnes faibles ou les vieillards n'ont besoin que d'un traitement plus court et administré avec un courant doux.

Quant aux sujets normaux, ils peuvent, d'une manière générale, suivre les indications de durée mentionnées dans le chapitre : « **Maladies et leur traitement** ».

Un traitement plus prolongé avec un courant plus intense sera facilement supporté par des sujets vigoureux.

Il est recommandé, au début d'un traitement, d'utiliser un courant faible, et de l'augmenter graduellement, ce qui permettra au sujet traité de s'accoutumer plus aisément à cette méthode électro-thérapeutique.

Les applications n'excéderont jamais 10 minutes. Il sera préférable de faire une séance supplémentaire lorsque le traitement de plusieurs cas nécessitera une durée plus longue.

Au cas où l'on aurait à utiliser l'appareil pour diverses personnes, il est prudent, après chaque application, de laisser reposer celui-ci environ un quart d'heure avant de s'en servir à nouveau, ceci dans le but de n'en point fatiguer les organes.

Existe-t-il un moment choisi pour effectuer le traitement ? Non. Le malade peut le faire à son gré et selon ses moments de loisir, dans la journée. Le point capital pour obtenir un résultat efficace est de se traiter avec une **grande régularité**.

En effet, il est beaucoup de personnes qui se laissent décourager si les premières applications du traitement ne donnent pas des résultats immédiats.

Il est compréhensible que tout malade souhaite une guérison rapide, mais que cette guérison soit provoquée par une méthode thérapeutique ordinaire ou à l'aide de la haute fréquence, il est un délai indispensable.

Les Rayons Violets « HOMO-FLUX » assurent souvent la guérison et apportent toujours aux malades le soulagement.

1111T053-1119111111311114

MALADIES

et leur Traitement

■■■■■■■■■■

Dans les pages qui vont suivre, le Lecteur trouvera, indiquée d'une façon précise, la manière de traiter efficacement les Affections justiciables des Courants de Haute Fréquence.

Nous tenons à dire à nouveau ici, que l'emploi des Rayons Violets « HOMO-FLUX » *ne présente absolument aucun danger.*

Pour faciliter la recherche des maladies à traiter, le Lecteur est prié de se reporter à la « Liste Alphabétique des Maladies » figurant à la fin de cette brochure.

MALADIE DU CERVEAU ET DES NERFS

L'action remarquable des courants de haute fréquence sur le système nerveux en fait un agent précieux pour combattre les maladies des nerfs, en général si douloureuses. Le soulagement qu'apporte le traitement est tout à fait surprenant et les bienfaits s'en font sentir avec une très grande rapidité.

Asthénie. Apathie nerveuse. Névrose. Nervosité. Neurasthénie. Névrite. — Affections assez fréquentes ayant pour principales causes un surmenage physique et intellectuel.

Masser tout le corps pendant cinq minutes en utilisant l'électrode N° 2 ou, mieux encore, le rouleau-masseur N° 23 avec un courant de force moyenne. La mise en charge de l'organisme (méthode d'Arsonval) à l'aide du saturateur N° 12 une fois tous les deux jours pendant six minutes donnera de bons résultats. (Traitement N° 1, page 9, et N° 5, page 11.)

Congestion cérébrale. — On appelle congestion un afflux de sang dans une partie du corps ou dans un organe. La congestion cérébrale se traduit souvent par une perte de connaissance. Le malade a un étourdissement, il tombe, mais il revient à lui et tout se dissipe jusqu'à ce qu'une nouvelle crise ou une attaque d'apoplexie survienne.

Le traitement consiste d'abord à faire cesser toute obstruction interne, toute l'inflammation ou autre cause susceptible de mettre obstacle à la circulation du sang.

La haute fréquence, dans ce cas, donne des résultats immédiats.

Irradier la colonne vertébrale avec l'électrode N° 8 pendant quatre à six minutes, avec un courant faible. (Traitement N° 1, page 9.)

Puis opérer un massage sur les cuisses et l'abdomen avec l'électrode N° 2, en utilisant un courant plus fort. (Traitement N° 1, page 9.)

Courbatures. — La haute fréquence est indiquée dans cette affection par son effet analgésique et son action antispasmodique.

Faire un étincelage énergique sur tout le corps, deux fois par jour, avec un courant fort, à l'aide de l'électrode N° 5. (Traitement N° 2, page 9.)

Crampes. — Traiter l'endroit intéressé par un sérieux massage à l'aide de l'électrode N° 5, avec un courant fort, pendant cinq à six minutes. (Traitement N° 2, page 9.)

Epilepsie. — Cette maladie appelée aussi **haut-mal, mal caduc**, consiste en des attaques subites avec perte de connaissance et mouvement convulsifs saccadés.

Parallèlement aux soins conseillés habituellement, le traitement par la haute fréquence consiste en un massage journalier de cinq à six minutes, de la colonne vertébrale, à l'aide de l'électrode N° 8 avec un courant faible au début, puis en l'intensifiant peu à peu. (Traitement N° 1, page 9.)

Hoquet. — C'est une contraction spasmodique du muscle diaphragme causée par des troubles digestifs, une mauvaise digestion.

Pendant l'accès, traiter la nuque au moyen de l'électrode N° 5 durant quatre ou cinq minutes, avec un courant moyen. Au cas où ce traitement ne pourrait interrompre ces spasmes, passer sur le thorax le rouleau-masseur (N° 23) avec un courant fort et durant trois minutes. (Traitement N° 1, page 9.)

Insomnie. — Les maladies occupent une grande place dans l'insomnie. Tout état de souffrance, de douleur, de maladie, peut causer l'insomnie, mais celle-ci se produit encore sous l'influence d'un mauvais état de santé ne causant pas, néanmoins, de souffrances proprement dites.

A tout médicament hypnotique, la haute fréquence est supérieure, et un traitement régulièrement suivi donnera vite d'excellents résultats.

1° Avant de se mettre au lit, effectuer un massage de tout le corps à l'aide de l'électrode de surface N° 3 ou du rouleau N° 23, en utilisant pendant trois ou quatre minutes un courant moyen ;

2° Pendant cinq minutes ensuite, avec un courant fort, prendre en main l'électrode N° 12 (saturateur) ; cette mise en charge vous procurera un sommeil calme et profond. (Traitements N° 1 et N° 5, pages 9 et 11.)

Maux de tête. Névralgies. Migraine. Vertige. — Pour le traitement de ces phénomènes douloureux, toujours d'origine nerveuse, la haute fréquence apportera le secours de ses propriétés sédatives remarquables et de son pouvoir décongestionnant.

Traiter le front et les tempes à l'aide de l'électrode de surface N° 2, puis la nuque avec l'électrode N° 7 ; on continuera en passant lentement l'électrode-peigne N° 9.

Ce traitement complet ne devra pas excéder au total six minutes et nécessitera un courant d'intensité moyenne. (Traitement N° 1, page 9.)

Névralgies intercostales. Points de côté. — Ces douleurs aiguës qui prennent naissance ordinairement sur le côté gauche peuvent être notablement soulagées par la haute fréquence.

Effectuer un massage de la région douloureuse au travers des vêtements avec l'électrode N° 5, pendant cinq minutes chaque jour. On débutera par un courant faible que l'on intensifiera pour terminer par une effluvation énergétique. (Traitement N° 2, page 9.)

Paralysie infantile. Paralysie faciale. Paralysie générale. Hémiplegie. — On dit qu'il y a paralysie lorsque les fonctions des nerfs et filets nerveux qui distribuent la sensibilité et le mouvement sont plus ou moins abolies.

Lorsque la paralysie occupe la moitié droite ou la moitié gauche du corps, on la nomme hémiplegie ; celle des membres inférieurs se nomme paraplégie.

Sauf la paralysie faciale que l'on traite à l'aide de l'électrode N° 2, deux fois par jour, pendant cinq minutes, avec un courant faible que l'on intensifiera progressivement, les autres cas se traitent de la manière suivante :

Avec un courant moyen, on effectue, trois fois par jour et cinq minutes par séance, des applications à l'aide de l'électrode N° 2.

Lorsque le malade sera habitué, effectuer le même traitement mais en employant l'électrode condensatrice à pointe N° 6 ou le pinceau N° 22, afin de produire une effluvation plus intense. (Traitements N° 1 et N° 2, page 9.)

Sciatique. — La sciatique est une affection qui atteint les nerfs de la hanche ; elle occasionne des douleurs dont parfois l'intensité est difficilement tolérable.

De nombreux malades ont obtenu d'excellents résultats avec la haute fréquence, alors que précédemment les autres traitements étaient demeurés sans effet.

Passer le long du nerf sciatique, du talon à la hanche,

l'électrode N° 5 deux fois par jour durant six minutes chaque fois et en utilisant un courant d'intensité moyenne que l'on renforcera peu à peu. On terminera par un étincelage énergétique de l'électrode-pinceau N° 22. (Traitement N° 2, page 9.)

Syncope. — Souvent précédée d'une défaillance, la syncope consiste en une perte de connaissance pendant laquelle les mouvements du cœur et la respiration semblent abolis ; la pâleur est extrême, les extrémités sont froides et le malade ne fait aucun mouvement.

On veille tout d'abord à allonger le malade en lui assurant de l'air frais. Le malade reprendra connaissance après un massage général, à l'aide de l'électrode N° 5, avec un courant de force moyenne, durant cinq à six minutes. (Traitement N° 1, page 9.)

Tabes. — L'état général du malade sera légèrement amélioré en effectuant chaque jour durant quatre à cinq minutes, à l'aide de l'électrode N° 5, un massage avec un courant faible. (Traitement N° 1, page 9.)

Torticolis. — Procéder à un bon massage des muscles du cou, à l'aide de l'électrode N° 5, durant cinq à six minutes, en utilisant un courant fort. (Traitement N° 1, page 9.)

TROUBLES DE LA CIRCULATION

AFFECTIONS CARDIAQUES

Les Rayons Violets régularisent d'une façon remarquable la circulation du sang, et permettent d'agir utilement sur la pression artérielle, en l'abaissant ou en la relevant.

L'application de la haute fréquence est aussi très recommandée dans les affections cardiaques.

Circulation du sang (troubles de la). — Il est maintenant avéré que les effets stimulants du traitement par la haute fréquence rendent d'inappréciables services dans toutes les maladies découlant d'une mauvaise circulation sanguine.

Les rayons violets régularisent par leur emploi, et cela dès les premières applications, la circulation du sang, et agissent d'une façon remarquable sur la pression artérielle en la relevant ou en l'abaissant.

Traitement. — Pendant cinq minutes, deux fois par jour, effectuer un massage sur tout le corps en utilisant un courant fort, avec l'électrode N° 2, puis effectuer une saturation complète de l'organisme au moyen de l'électrode N° 12. (Traitement N° 1, page 9, et N° 5, page 11.)

Anémie et Chlorose. — Les principales causes de l'anémie sont les pertes de sang, les hémorragies, une nourriture insuffisante, la privation d'air, de lumière, le manque d'exercice physique, etc., mais c'est surtout la diminution du chiffre des globules rouges qui constitue l'altération la plus fréquente et la plus grave. Les effluves produits par les appareils de haute fréquence « **Homo-Flux** » permettent d'augmenter, soit par massage, soit par inhalation, la quantité d'oxy-hémoglobine dans le sang, en transformant en ozone l'oxygène de l'air. Le traitement des chloritiques et des anémiques consiste en :

1° Inhalations d'une minute répétées quatre fois par jour avec l'électrode N° 24 en utilisant un courant moyen. (Traitement N° 6, page 11).

2° Un étincelage de cinq minutes deux fois par jour avec l'électrode N° 2 sur la poitrine et sur le dos en utilisant un courant moyen. (Traitement N° 2, page 9).

3° Une mise en charge de l'organisme au moyen du saturateur N° 12 est également recommandée. (Traitement N° 5, page 11).

Artério-sclérose. — Appelée aussi artérite, c'est l'inflammation des artères. Il est indispensable d'adopter une vie régulière : abstinence d'alcool, de tabac, de café, et de veiller au bon fonctionnement de l'intestin.

Passer l'électrode de surface N° 2 sur tout le corps en montant ou descendant toujours vers le cœur, cela deux fois chaque jour durant cinq minutes, avec un courant moyen. Il est bon, de temps à autre, d'effectuer une saturation de l'organisme au moyen de l'électrode N° 12. (Traitements N° 1, page 9, et N° 5, page 11).

Cœur (Affections du). — Endocardite, Hypertrophie, Palpitations, Faiblesse. Pouls lent. — Pour les affections cardiaques, en dehors du traitement préconisé par le docteur, la haute fréquence est d'un secours appréciable.

Effectuer toujours en remontant vers le cœur un étincelage quotidien de cinq minutes, avec un courant faible, en utilisant l'électrode N° 2 d'abord, puis l'électrode spéciale N° 20 pour traiter la région du cœur. (Traitements N° 2 et N° 1, page 9).

Extrémités froides. — La sensation habituelle des pieds et des mains froids provient d'un trouble circulatoire et peut être combattue efficacement par la haute fréquence.

Procéder bi-quotidiennement à un massage à l'aide de l'électrode N° 6 pendant cinq minutes et avec un courant moyen. On pourra ensuite effectuer un massage indirect aidé par une seconde personne. On utilisera alors l'électrode N° 12 et un courant fort durant trois minutes. (Traitements N° 2 et N° 3, pages 9 et 10).

Phlébite (inflammation des veines). — Les principales causes de cette maladie sont des coups, contusions, blessures des veines. Très souvent, elle se développe sur les veines variqueuses, surtout aux jambes.

Pendant la période aiguë, il est préférable de s'abstenir de

tout traitement, mais, dès que le malade commence à se mouvoir, effectuer chaque jour, durant cinq minutes, avec un courant faible, et en utilisant le rouleau-masseur N° 23, une effluviation sur la région enflammée, en interposant un linge mince. (Traitement N° 2, page 9).

Varices. — Lorsqu'elles occupent des veines superficielles, elles se montrent sous forme de cordons bleuâtres, faisant sous la peau des saillies, bosses et nodosités.

Elles sont causées par un obstacle quelconque au cours du sang tel que tumeur comprimant les vaisseaux, grossesse, ou une mauvaise circulation du sang, favorisant la congestion des veines. Elles sont fréquentes chez les personnes se tenant habituellement debout.

Traiter pendant cinq minutes, deux fois par jour, avec un courant moyen, à l'aide du rouleau-masseur N° 23. (Traitement N° 1, page 9).

AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

L'Ozone, judicieusement dosé, convient parfaitement pour stériliser les muqueuses et oxygéner les tissus. De plus, un étincelage régulier de la poitrine et du dos constituera une médication des plus actives.

Asthme. Emphysème. — Ces affections sont caractérisées par des accès d'oppression rendant la respiration plus difficile, revenant à intervalles variables et sous l'influence des causes les plus diverses.

Au moyen de l'électrode renforcatrice N° 5, effectuer pendant cinq minutes avec un courant faible un massage sur la poitrine; puis appliquer l'électrode N° 2 sur le dos et le cou pendant la même durée avec un courant moyen. Le traitement sera complété par des inhalations d'ozone (électrode N° 24); commencer par trois ou quatre aspirations pour atteindre graduellement le total de dix, pas davantage. Ce traitement doit être effectué même en dehors des crises. (Traitements N° 1, page 9, et N° 6, page 11).

Bronchite. — Cette maladie peut être aiguë ou chronique. La bronchite aiguë, dans sa forme la plus simple, n'est autre chose que le rhume de poitrine.

L'étincelage par la haute fréquence a des propriétés révulsives précieuses pour le traitement des bronches.

On commence le traitement par des inhalations d'ozone (deux fois par jour, courant moyen, avec l'inhalateur N° 24) à raison de dix aspirations maximum (Traitem. N° 6, p. 11).

Traiter ensuite la poitrine et le dos à l'aide des électrodes N° 2 ou N° 5, deux fois par jour, pendant cinq minutes, avec un courant moyen. (Traitement N° 1, page 9).

Coqueluche. — Cette maladie débute ordinairement comme un rhume de poitrine, puis surviennent les quintes de toux violentes pendant lesquelles la face se congestionne, la respiration se trouve suspendue.

On procède alors à un étincelage de la poitrine et du dos, avec l'électrode N° 5, deux fois par jour pendant cinq minutes à chaque séance, en utilisant un courant moyen. (Traitement N° 2, page 9).

Il est recommandé de continuer le traitement par des inhalations d'ozone (électrode N° 24) à la cadence de cinq à huit aspirations, trois fois par jour. (Traitement N° 6, page 11).

Goryza. — Cette affection est appelée communément **rhume de cerveau**, bien que le cerveau n'y soit pour rien. Elle est fort incommode à cause de l'écoulement nasal et du malaise général qui l'accompagnent souvent.

Le traitement est très simple : effectuer un étincelage léger des parois latérales du nez et du front avec l'électrode N° 1 Néon et ce pendant quatre minutes avec un courant faible.

Les inhalations d'ozone sont très recommandées, à raison de deux séances journalières, et six à huit aspirations par séance.

Ces inhalations seront effectuées à l'aide de l'inhalateur spécial N° 25. (Traitements N° 2, page 9, et N° 6, page 11).

Grippe (Influenza). — Maladie contagieuse et épidémique caractérisée par une bronchite avec fièvre, malaise général, courbature, mal de tête et souvent toux.

Cette maladie est efficacement combattue par la haute fréquence.

Avec l'électrode N° 5, et en utilisant un courant moyen, pratiquer un étincelage sur la poitrine, le dos et le cou, pendant quatre minutes, deux fois par jour.

Des inhalations d'ozone (cinq à huit aspirations, trois fois par jour) à l'aide de l'inhalateur N° 25 dont on garnira la partie supérieure avec l'essence d'eucalyptus. (Traitements N° 2, page 9, et N° 6, page 11).

Pleurésie (inflammation des plèvres). — Elle est simple ou double selon qu'elle occupe un seul ou les deux côtés de la poitrine.

En adjonction au traitement préconisé par le docteur, on passera deux fois par jour, pendant quatre minutes à chaque séance, avec un courant faible, l'électrode N° 2, sur la poitrine et le dos. (Traitement N° 1, page 9).

Tuberculose pulmonaire. — Dans cette affection à évolution lente, des améliorations sensibles ont été enregistrées, après quelques traitements par la haute fréquence.

Il est reconnu que les propriétés bactéricides de l'ozone, alliées à une saturation de l'organisme, produisent de bons résultats.

On effectuera, tout d'abord, une saturation (méthode du Prof. d'Arsonval) à l'aide de l'électrode N° 12, en utilisant pendant trois minutes un courant moyen (Traitement N° 5, page 11).

Continuer ensuite par une effluviation légère du dos et de la poitrine, par l'électrode N° 6, en utilisant un courant faible que l'on intensifiera lentement. (Traitement N° 2, page 9).

On terminera le traitement par trois ou quatre inhalations d'ozone bi-quotidiennes, à l'aide de l'inhalateur N° 24 (courant moyen). (Traitement N° 6, page 11).

GYNECOLOGIE

Les courants de haute fréquence trouvent, en matière gynécologique, une application appropriée. Ils augmentent la circulation dans les ramifications du système circulatoire, et ont une utilisation appréciable dans les troubles congestifs.

L'appareil génital de la femme bénéficiera largement des actions antiseptique, analgésique, cicatrisante, anti-prurigineuse, des Rayons Violets « HOMO-FLUX ».

Flueurs blanches (Leucorrhée, Pertes blanches). — Cette maladie n'est pas dangereuse ni contagieuse. Une des causes principales en est l'anémie.

Effectuer tout d'abord, durant trois minutes, avec un courant moyen, à l'aide de l'électrode de surface N° 2, un étincelage du dos et de la colonne vertébrale. (Traitement N° 2, page 9).

On fortifiera l'organisme par le bain tonique à l'aide de l'électrode saturatrice N° 12, courant fort, pendant trois minutes. (Traitement N° 5, page 11).

L'introduction de l'électrode vaginale N° 30 durant quatre minutes avec un courant faible que l'on augmentera progressivement, terminera le traitement (Traitement N° 1, page 9).

Menstruations (Troubles, retards, absences, difficultés, diminution des règles). — La haute fréquence est d'un secours précieux dans ces cas. Elle influence heureusement la circulation sanguine; elle fera disparaître les troubles et les douleurs accompagnant généralement les règles.

Les rayons violets permettront de traiter aussi les absences, les retards et les diminutions des règles si fréquentes chez les jeunes femmes anémiées.

On effectue tout d'abord la saturation de l'organisme à l'aide de l'électrode N° 12 en utilisant un courant moyen et pendant quatre minutes. (Traitement N° 5, page 11).

Ensuite, on opère un massage du bas-ventre et des cuisses pendant trois minutes, avec un courant moyen, et en employant le rouleau-masseur N° 23. (Traitement N° 1, p. 9).

Métrite. — La métrite ou inflammation de la matrice, peut occuper la membrane muqueuse qui revêt intérieurement la matrice, ou l'épaisseur même de cet organe.

Cette maladie nécessite le repos au lit et il faut éviter tout rapport sexuel.

L'inflammation peut être diminuée par l'effet désinfectant de l'ozone produit par des applications de haute fréquence.

Utiliser les électrodes spéciales N°s 28, 29, 30, que l'on enduira de vaseline et que l'on introduira doucement (pénétration environ 6 à 7 centimètres). On effectuera le traitement deux fois par jour durant quatre minutes et avec un courant moyen. (Traitement N° 1, page 9).

AFFECTIONS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR

Dans ce chapitre sont traitées les maladies des muscles et des articulations justiciables du traitement par les rayons violets.

Arthritisme. — C'est une inflammation des jointures. Cette maladie peut être aiguë ou chronique. Elle s'accompagne de douleurs assez vives qui rendent les mouvements difficiles.

Passer deux fois par jour sur l'articulation enflammée l'électrode N° 2 pendant huit minutes. Commencer avec un courant faible puis continuer avec un courant moyen en augmentant progressivement. Le rouleau-masseur N° 23 au néon sera employé lorsque les douleurs se seront atténuées. (Traitement N° 1, page 9).

Débilité. — L'action tonique de la haute fréquence sera utilisée sous forme de massages journaliers :

1° De tout le corps à l'aide de l'électrode N° 2, avec un courant moyen. (Traitement N° 1, page 9).

2° Par une saturation générale avec un courant fort et durant six à huit minutes à l'aide de l'électrode N° 12. (Traitement N° 5, page 11).

Inflammations articulaires. — Cette affection est caractérisée par l'épanchement de liquide à l'intérieur de l'articulation.

Même traitement que pour le rhumatisme articulaire.

Lumbago. — Cette affection, d'origine rhumatismale, est très douloureuse, mais, fort heureusement, elle cède très rapidement à un traitement par les rayons violets.

Sur la région douloureuse, effectuer un massage de deux minutes à l'aide de l'électrode N° 2, courant moyen; puis prendre l'électrode renforcitrice N° 5 et provoquer une effluation intense pendant deux autres minutes, avec un courant fort. (Traitements N° 1 et N° 2, page 9).

Pleurodynie. — C'est une des formes du rhumatisme musculaire et le traitement s'effectue par un étincelage assez énergique à l'aide de l'électrode N° 5.

Après quatre à cinq minutes de traitement, le malade se sentira soulagé. (Traitement N° 2, page 9).

Rachitisme. — On nomme ainsi une maladie des os qui s'amollissent, se déforment, se courbent, d'où des difformités

parfois incurables. C'est surtout une maladie de l'enfance; elle peut être provoquée par une mauvaise nourriture, de mauvaises conditions hygiéniques, une alimentation mal digérée.

Il importera donc de veiller à la disparition de ces facteurs nocifs.

Le traitement par la haute fréquence consistera à effectuer un massage de tout le corps à l'aide de l'électrode N° 2, deux fois par jour, durant cinq minutes à chaque séance, en utilisant un courant faible que l'on intensifiera progressivement (Traitement N° 1, page 9).

Rhumatisme articulaire aigu. — Cette maladie affecte les organes formés de tissus fibreux ou musculaires, comme les jointures, les tendons, les muscles, ou ceux qui en renferment comme le cœur, les bronches, les plèvres, l'estomac, etc... Les causes ordinaires sont les refroidissements, l'humidité. Elles peuvent être aussi héréditaires.

Le rhumatisme articulaire aigu se déclare presque toujours à la suite d'un refroidissement causé par la transpiration, ou par l'habitation dans un lieu humide, quelquefois à la suite de blennorrhagie. Lorsqu'il occupe les jointures, celles-ci sont distendues, gonflées par un épanchement de synovie plus ou moins abondant; elles sont très douloureuses et les mouvements deviennent très difficiles et même impossibles.



Un soulagement immédiat sera apporté par le traitement effectué à l'aide de la haute fréquence.

Deux fois par jour, traiter énergiquement pendant huit minutes, à l'aide de l'une des électrodes N°s 5 et 6 et avec un courant d'intensité moyenne, les régions des articulations douloureuses. (Traitement N° 2, page 9).

Rhumatismes articulaires chroniques ou déformants. — Ils succèdent ordinairement aux rhumatismes articulaires aigus, mais présentent des douleurs moins vives; les jointures

res sont moins gonflées, plus ou moins déformées; ces rhumatismes peuvent se promener de jointure en jointure ou rester fixés à l'une d'entre elles.

Souvent, ceux qui en sont victimes ne savent pas ou ne veulent pas prendre les précautions nécessaires pour se dérober aux causes qui les entretiennent : les articulations restent déformées, ankylosées, d'où des infirmités incurables.

On effectuera pendant six minutes, deux fois par jour, à l'aide de l'électrode N° 6 que l'on appliquera sur la peau directement et en utilisant un courant moyen, un énergique massage des articulations. (Traitement N° 2, page 9).

On complètera le traitement par le passage du rouleau-masseur N° 23 sur les régions voisines des articulations, durant quatre minutes et avec un courant progressif, aussi fort que le malade pourra le supporter. (Traitement N° 1, page 9.)

Rhumatisme musculaire. — Le rhumatisme musculaire siège dans les muscles et particulièrement dans ceux du dos et des membres. Il se reconnaît par les mêmes causes que le rhumatisme articulaire et le traitement par la haute fréquence doit être appliqué d'une manière analogue.

Synovite. — L'inflammation et les douleurs disparaîtront rapidement après quelques applications par la haute fréquence.

On passera deux fois par jour l'électrode N° 2 sur les régions douloureuses, en employant durant cinq minutes un courant d'abord faible, que l'on intensifiera progressivement (Traitement N° 1, page 9).

AFFECTIONS DE L'OREILLE

Oreillons. — Maladie contagieuse et épidémique fréquente chez les enfants, dans les écoles, les pensionnats, les régiments. Elle se propage principalement au printemps et à l'automne.

Elle siège de chaque côté de la face, à la région parotidienne qui est gonflée et qui rend l'ouverture de la bouche et la mastication plus ou moins difficile.

Traiter avec l'électrode N° 15 pour l'oreille, deux fois quotidiennement, quatre minutes par séance, avec un courant faible. On traitera ensuite le cou à l'aide de l'électrode N° 7 et les endroits douloureux avec l'électrode de surface N° 2, toujours en utilisant un courant faible.

Le traitement total n'excédera pas dix minutes. (Traitement N° 1, page 9).

Surdité. Sifflements. Bourdonnements. Sclérose du tympan, Otite. — Pour le traitement de ces affections, les effets décongestifs des rayons violets sont appréciés.

On obtiendra les meilleurs résultats en suivant les indications ci-après :

1° Massages légers de trois minutes à l'aide de l'électrode N° 2 (Néon), courant faible, sur le mastoïde.

2° Introduire l'électrode N° 15 dans le conduit auditif et faire agir un courant faible durant trois minutes. Répéter ces soins deux fois par jour. (Traitement N° 1, page 9).

AFFECTIONS DU NEZ

Ozène. — Cette affection désagréable est aussi appelée ulcère du nez.

La haute fréquence est justement appréciée; on effectuera une application quotidienne intra-nasale à l'aide de l'électrode N° 13, durant trois minutes avec un courant faible.

Trois ou quatre aspirations d'ozone, au moyen de l'inhalateur N° 24 termineront le traitement. (Traitements N° 1, page 9, et N° 6, page 11).

Rhinorrhées (écoulement de mucus par le nez). — Même traitement que pour l'ozène.

Saignements de nez. — Nombre de personnes y sont sujettes. La haute fréquence décongestionnera parfaitement par un simple étincelage effectué sur la nuque, le dos et les épaules, à l'aide de l'électrode N° 5, pendant quatre minutes, avec un courant faible. (Traitement N° 2, page 9).

On terminera le traitement par un léger massage extérieur des parois nasales à l'aide de l'électrode N° 1 pendant deux minutes, courant moyen. (Traitement N° 1, page 9).

Sinusite. — Les rayons violets, dès les premières applications, calment les douleurs.

Au moyen de l'électrode N° 2, en contact étroit avec la peau, masser la région frontale durant quatre minutes chaque jour, en utilisant un courant d'intensité moyenne. (Traitement N° 1, page 9).

On complètera le traitement par des inhalations d'ozone, à raison de cinq aspirations et deux fois par jour, à l'aide de l'inhalateur N° 24, en utilisant un courant moyen. (Traitement N° 6, page 11).

AFFECTIONS BUCCALES

Aphonie nerveuse. Fatigue de la voix. — La haute fréquence est d'un secours précieux pour les personnes dont le métier exige une voix exempte de toute altération (chanteur, orateur, avocat, etc...)

Produire à l'aide des électrodes de surface N° 2 et gutturale N° 7 un étincelage pendant quatre minutes sur la gorge et le larynx, en utilisant un courant de force moyenne ; se traiter matin et soir. (Traitement N° 2, page 9).

Aphtes. — Ce sont de petites vésicules remplies d'un liquide acide et irritant qui crèvent en laissant à leur place des ulcérations peu étendues, mais fort douloureuses. Elles se montrent dans l'intérieur de la bouche ou à la surface de la langue.

Deux fois par jour, durant six minutes, après s'être gargarisé avec de la tisane de sauge tiède, traiter extérieurement à l'aide de l'électrode N° 7 (gutturale) appliquée sous le menton avec un courant faible. (Traitement N° 1, page 9).

Inflammation de la muqueuse. — Il importe en premier lieu de nettoyer la muqueuse et, pour ce faire, on prend des bains de bouche avec de l'eau tiède, toutes les heures.

Procéder ensuite, à l'aide de l'électrode spéciale N° 14, à une application de trois minutes, une fois par jour, avec un courant faible. (Traitement N° 1, page 9).

On terminera les soins par cinq aspirations d'ozone à l'aide de l'inhalateur N° 24 (courant moyen). (Traitement N° 6, page 11).

Muguet. — Cette maladie est caractérisée par la présence d'un pointillé blanchâtre tapissant l'intérieur de la bouche et la surface de la langue. Elle se montre chez les malades affaiblis et chez les jeunes enfants.

Appliquer l'électrode N° 3 sous le menton avec un courant faible pendant quatre minutes, masser lentement.

Ensuite, à l'aide de l'électrode linguale N° 14, se traiter deux minutes, toujours avec un courant faible. (Traitement N° 1, page 9).

AFFECTIONS DE LA GORGE ET DU COU

Amygdales (Inflammation des). — Le traitement par la haute fréquence contribue à apaiser la douleur pendant la période aiguë du processus inflammatoire et hâter la guérison. On procède tout d'abord deux fois par jour, pendant quatre minutes chaque fois, à un massage sous le menton et sur le cou, avec un courant moyen. Utiliser l'électrode N° 80 (interne) pendant une minute avec un courant faible. (Traitement N° 1, page 9).

Angine. — On appelle ainsi une maladie plus gênante que dangereuse et qui consiste dans la présence, au fond de la gorge, de petites saillies nommées granulations. Le malade expectore des mucosités très épaisses, très difficiles à détacher.

Il est recommandé, avant de se traiter par la haute fréquence, de se gargariser avec de l'eau tiède légèrement salée. On procède ensuite deux ou trois fois par jour aux traitements suivants :

1° Au moyen des électrodes N° 1 et 7, et avec un courant moyen, masser le dessous du menton et le cou pendant quatre minutes. (Traitement N° 1, page 9).

2° Employer ensuite, durant une minute, avec un courant faible, l'électrode spéciale isolée pour la gorge (N° 80). (Traitement N° 1, page 9).

Goître (Hypertrophie de la glande thyroïde). — C'est l'engorgement et l'hypertrophie du corps thyroïde. La partie antérieure du cou grossit et se développe d'une manière lente et progressive; il en résulte une tumeur ou grosseur qui peut acquérir un volume énorme au point de gêner la respiration et la déglutition des aliments.

Sous l'influence du traitement par la haute fréquence, la glande thyroïde diminue souvent de volume. Avec un courant moyen, traiter pendant sept à huit minutes la région du cou à l'aide de l'électrode N° 2. Le massage sera effectué en contact étroit avec la peau. Ce traitement sera répété quotidiennement et régulièrement. (Traitement N° 1, page 9).

Laryngite aiguë. Laryngite chronique. — La laryngite aiguë simple peut survenir sous l'influence d'un refroidissement, d'un abus de la voix, de l'inspiration de vapeurs ou poussières irritantes, mais, de toutes les causes, la plus fréquente est certainement l'inflammation de l'appareil digestif. L'inhalateur d'ozone donne dans cette affection de très bons résultats.

Deux fois par jour, à raison de cinq à huit aspirations à chaque séance, en employant un courant d'intensité moyenne (inhalateur N° 24). Les inhalations devront se faire par la bouche. (Traitement N° 6, page 11).

On complètera le traitement en effectuant sur le cou et la poitrine un massage à l'aide de l'électrode N° 5 (trois fois par jour pendant trois à quatre minutes à chaque séance, courant faible). (Traitement N° 1, page 9).

MALADIES DES YEUX

Le traitement des affections d'organes aussi délicats et importants que les yeux, ne doit pas être entrepris sans l'assentiment du médecin traitant ; mais il existe néanmoins des troubles qui peuvent être soulagés et guéris par la haute fréquence.

Blépharite. — Il importe d'abord de baigner plusieurs fois par jour l'œil avec de la camomille tiède.

La haute fréquence trouve son application dans ce cas :

Deux fois par jour, une minute chaque fois, avec un courant faible, et en employant l'électrode pour les paupières N° 49. (Traitement N° 1, page 9).

Conjonctivite. — Elle survient sous l'influence d'un refroidissement, d'une irritation causée par les poussières ou tout autre corps étranger, de l'action prolongée d'une lumière trop vive sur l'œil, etc... C'est la plus fréquente et la moins dangereuse des inflammations de l'œil. L'œil est très rouge, larmoie.

On peut la traiter par la haute fréquence deux fois par jour à l'aide de l'électrode oculaire N° 18 ou 19, pendant deux à trois minutes, avec un courant faible (Trait. N° 1, page 9).

Orgelet (Grain d'orge. Compère Lorient). — En dehors du traitement ordinaire qui consiste à mettre sur l'orgelet une compresse trempée dans une infusion de camomille, on effectue le traitement par les rayons violets deux fois par jour, avec l'électrode spéciale pour les paupières N° 49, pendant une minute avec un courant faible (Trait. N° 1, page 9).

ODONTOLOGIE

Le parfait état de la bouche est indispensable à l'équilibre de la santé, mais il arrive que, malgré les soins habituels quotidiens, de nombreux inconvénients subsistent et nécessitent une hygiène spéciale.

Il existe à cet effet différents modèles d'électrodes permettant de traiter les nombreuses affections buccales.

Par son action décongestionnante, par l'imprégnation d'ozone sous les muqueuses et la révulsion qu'elle provoque, l'effluvation laisse aux chirurgiens-dentistes un champ illimité.

Les électrodes fulguratrices ont une force de pénétration permettant une stérilisation idéale et, de ce fait, une action microbicide très énergique.

Abcès dentaire. — Ces abcès sont presque toujours causés par la présence d'une dent cariée ou d'un chicot. Pour ouvrir ces abcès, employer l'électrode N° 79. Lorsque l'abcès sera vidé, électrosmoser soit avec de l'eau oxygénée, soit avec un médicament approprié (électrode N° 76). (Traitement N° 4, page 10).

Fluxion. — Les causes de la fluxion relèvent généralement d'un foyer infectieux clos ; il serait donc nécessaire de consulter un spécialiste pour que ce dernier puisse désinfecter ce foyer.

En attendant, les douleurs seront calmées par un léger massage de la région extérieure à l'aide de l'électrode N° 2 avec un courant faible. (Traitement N° 1, page 9).

Gingivite. Inflammation des gencives. — Les gencives enflammées sont rouges, saignantes, douloureuses, gonflées. Elles peuvent se ramollir et alors les dents se déchaussent.

Effectuer une effluvation assez douce avec l'électrode spéciale N° 75 ; deux séances journalières de trois minutes chacune seront suffisantes en utilisant un courant faible. (Traitement N° 2, page 9).

Névralgies dentaires. — Les névralgies dentaires ont généralement pour cause la présence d'un foyer infectieux clos.

Un spécialiste est donc nécessaire pour opérer la désinfection de ce foyer.

Néanmoins, avant l'intervention, on calmera les douleurs en effectuant à l'aide d'un courant d'intensité faible, un léger passage de l'une des électrodes N°s 78, 80, 81, suivant la forme de la région à traiter, et durant deux ou trois minutes. (Traitement N° 1, page 9).

Pyorrhée alvéolaire. — Cette affection survient surtout chez les arthritiques et est constituée par la formation d'un foyer infectieux qui amène petit à petit le déchaussement de la dent.

Le traitement de la pyorrhée déclarée est du domaine du spécialiste, le meilleur traitement reste donc le traitement préventif.

La haute fréquence améliorera la circulation et nutrition de la muqueuse et permettra à celle-ci de lutter contre les germes infectieux.

Après s'être soigneusement lavé les dents, procéder à un léger massage des gencives à l'aide de l'électrode N° 80, en utilisant un courant faible durant quatre minutes. (Traitement N° 1, page 9).

Maladies de l'Appareil digestif

MALADIES DE L'ESTOMAC

Atonie gastrique. — Traiter la région hypogastrique trois fois par jour pendant cinq minutes à l'aide du rouleau-masseur N° 23, en utilisant un courant de force moyenne. (Traitement N° 1, page 9).

Crampes d'estomac. — Ces crampes surviennent fréquemment au moment de la digestion et sont dues à une difficulté d'évacuation de l'estomac, causée par les spasmes du pylore, spasmes contre lesquels l'action de la haute fréquence se révèle inégale.

Effectuer le massage de la région épigastrique durant six à huit minutes avec l'électrode N° 5 et en utilisant un courant de force moyenne. (Traitement N° 1, page 9).

Dilatation d'estomac (Atonie gastrique. Gastrite). — On appelle ainsi l'augmentation de volume de la cavité de l'estomac, lorsque cet organe acquiert une capacité extraordinaire.

Le traitement de haute fréquence s'effectue de la manière suivante :

Masser trois fois par jour toute la région douloureuse à l'aide du rouleau-masseur N° 23, en utilisant un courant de force moyenne et ce pendant cinq minutes à chaque séance. (Traitement N° 1, page 9).

Indigestion. — Ce mot désigne l'impossibilité dans laquelle se trouve l'estomac de digérer les aliments qu'il renferme.

Employer l'électrode N° 5 et effectuer au creux épigastrique un massage en contact direct avec la peau, et produire ensuite un léger étincelage.

Ce traitement sera répété deux ou trois fois dans la journée et ne devra pas excéder six à huit minutes par séance. (Traitements N°s 1 et 2, page 9).

Ulcère de l'estomac. — En adjonction au traitement préconisé par le docteur, effectuer sur la région épigastrique, deux fois par jour, à l'aide de l'électrode N° 4, avec un courant moyen, et durant six minutes, un massage circulaire. (Traitement N° 1, page 9).

MALADIES DE L'INTESTIN

Coliques intestinales. — Ces coliques siègent, soit dans l'intestin grêle, soit dans le gros intestin.

Les causes en sont fort différentes. Elles peuvent être occasionnées par une entérite, une dysenterie, et alors elles s'accompagnent de diarrhée. Elles peuvent aussi être causées par la constipation.

Lors de chaque accès, la région douloureuse sera traitée

avec l'électrode-rouleau N° 23, pendant cinq minutes, en utilisant un courant moyen. (Traitement N° 1, page 9).

Constipation. — Lorsque les intestins sont irrités, enflammés, ainsi qu'il arrive presque toujours dans les maladies de l'estomac et du foie, les matières qui cheminent dans leur intérieur se dessèchent et durcissent à cause de la chaleur causée par l'afflux du sang et par l'inflammation. La constipation provient aussi d'une hygiène alimentaire défectueuse, des conséquences de certaines maladies ou d'un âge avancé. Les troubles que fait naître cette maladie sont nombreux : maux d'estomac, névralgies, étourdissements, somnolence, manque d'appétit, envie de vomir, appauvrissement du sang, etc...

A l'encontre des purgatifs habituels dont l'organisme s'accoutume et qui affaiblissent certains tissus organiques, le traitement par la haute fréquence donne des résultats réellement efficaces.

Pendant six minutes, chaque jour, effectuer un étincelage sur le ventre avec l'électrode N° 6 en utilisant un courant moyen. (Traitement N° 2, page 9.)


Puis procéder à un massage plus léger à l'aide du rouleau-masseur N° 23 et d'un courant faible que l'on augmentera petit à petit. (Traitement N° 1, page 9.)

En cas de constipation opiniâtre, on complètera le traitement par l'emploi de l'électrode interne N° 34 que l'on introduira, après l'avoir enduit de vaseline, dans l'anus, en faisant agir pendant trois minutes un courant faible. (Traitement N° 1, page 9.)

Gastro-entérite infantile. Diarrhée infantile. — La diarrhée, surtout chez les enfants, mérite une attention spéciale, car elle peut être très dangereuse.

Le traitement par la haute fréquence, opéré en parfait accord avec le médecin, peut agir à titre de calmant.

Deux fois par jour on effectuera, à l'aide de l'électrode de surface N° 2 et en utilisant un courant faible, un massage sur le ventre d'une durée de cinq minutes. (Traitement N° 1, page 9.)



Entérite chronique. — En plus du traitement indiqué pour l'entérite aiguë, on utilisera, durant deux minutes, l'électrode N° 5 avec le courant moyen et en massant à même la peau que l'on aura préalablement talquée pour faciliter le jeu de l'électrode. (Traitement N° 1, page 9.)

Entérite aiguë. — L'entérite proprement dite est l'inflammation de l'intestin grêle.

Dans la plupart des cas, c'est une mauvaise hygiène alimentaire qui est la cause de cette maladie.

Lors des accès particulièrement violents, on affectuera sur le ventre un massage à l'aide de l'électrode N° 2 ou du rouleau-masseur N° 23, en utilisant un courant de force moyenne.

On fera ce traitement deux fois par jour, cinq minutes à chaque séance. (Traitement N° 1, page 9.)

Hémorroïdes. — Les hémorroïdes sont produites par la dilatation ou varices des veines du rectum. Tantôt, elles se montrent au dehors sous forme de grosseurs ou bourrelets autour de l'anus et elles sont dites externes; tantôt, elles sont situées plus profondément et on les dit internes.

Dans cette affection douloureuse autant que gênante, la haute fréquence a fait ses preuves et permet d'obtenir un soulagement appréciable au début et, après quelques jours de traitement, la suppression des démangeaisons.

Les hémorroïdes externes sont traitées en contact direct avec l'électrode spéciale N° 35 qui sera introduite doucement dans l'anus après avoir été vaselinée. Il faut employer un courant faible durant quatre minutes.

Pour les hémorroïdes internes, le malade sera placé dans la position la plus commode pour l'introduction dans l'anus de l'une des électrodes N° 32 ou 33, laquelle sera préalablement enduite de vaseline. Cette électrode sera introduite progressivement, en recommandant au patient de respirer profondément. Faire agir ensuite un courant faible pendant cinq minutes. Ce traitement est parfaitement indolore et, après l'accoutumance du sujet, on intensifiera graduellement le courant jusqu'à obtenir une intensité moyenne.

La guérison est en général assurée si l'on procède avec régularité et patience. (Traitement N° 1, page 9.)

MALADIES DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES

Coliques hépatiques. — Elles se produisent sous forme d'accès consistant en douleurs parfois atroces dans la région du foie et s'irradiant jusque dans le dos et dans l'estomac.

Ces accès sont occasionnés par la présence dans les voies biliaires de pierres ou « calculs qui cherchent à sortir et qui sont plus volumineux que le conduit par où ils passent.

La haute fréquence atténue beaucoup ces douleurs; on passe durant six minutes l'électrode N° 2 sur la région douloureuse d'abord avec un courant faible, puis en le renforçant. (Traitement N° 1, page 9.)

Jaunisse. — Cette maladie est due à la présence dans le

sang des matières colorantes de la bile. La peau, les ongles, les yeux, prennent un aspect jaune, plus ou moins foncé.

Il est possible d'améliorer l'état général en effectuant durant cinq minutes chaque jour, un massage sur tout le corps, à l'aide du rouleau-masseur N° 23, en utilisant un courant moyen. (Traitement N° 1, page 9.)

MALADIES DE LA NUTRITION

Diabète. — On en distingue deux espèces : le diabète sucré et le diabète insipide.

A part quelques exceptions très rares, telles que lésions des centres nerveux, c'est surtout à un régime alimentaire défectueux qu'il faut faire remonter la cause du diabète.

L'action des rayons violets sur cette maladie est bienfaisante.

Au moyen de l'électrode N° 5, effectuer dans la région du foie, siège du désordre, pendant six minutes, et cela deux fois par jour, un massage avec un courant fort. (Traitement N° 1, page 9.)

La saturation de l'organisme à l'aide de l'électrode N° 12 complètera utilement ce traitement. (Traitement N° 5, page 11.)

Goutte. — Maladie de la nutrition caractérisée par des nodosités ou gonflements des petites jointures, principalement celles des doigts. Des douleurs violentes se produisent par accès dans les jointures malades.

Dans les crises douloureuses, le secours de la haute fréquence est très apprécié.

Employer un courant moyen et à l'aide de l'électrode N° 5, effectuer pendant six à huit minutes, trois fois par jour, un énergique massage sur les endroits douloureux. (Traitement N° 1, page 9.)

Il est recommandé de se servir deux fois par semaine de l'électrode saturatrice N° 12, ce qui complètera de façon heureuse le traitement. (Traitement N° 5, page 10.)

Obésité. — L'obésité provient, pour la plupart des cas, d'un régime alimentaire trop abondant, d'une absorption anormale de liquide, le tout joint à une absence complète d'exercices physiques.

Le traitement par la haute fréquence, bien que ne permettant pas de continuer ces erreurs, est très efficace.

On traitera deux fois par jour, pendant dix minutes chaque fois, avec un courant moyen, et à l'aide du rouleau-masseur N° 23, les parties supérieures et inférieures du corps; puis, ensuite, avec le courant fort, on traitera le ventre seulement. (Traitement N° 1, page 9.)

DERMATOLOGIE

Dans toutes les affections de la peau, on devra, avant tout, veiller à l'alimentation qui devra être pauvre en viande et, surtout, exempte de tout condiment épicé.

Abcès, Boutons, Clous, Furoncles, Anthrax. — Tout le monde connaît ces petites maladies, plus incommodes que

dangereuses, qui débutent par l'apparition sur la peau d'un bouton saillant, rouge et douloureux, et se terminent par la sortie d'un amas de matière purulente, demi-solide, appelé bourbillon. Lorsque les furoncles sont réunis en nombre sur un même point, ils constituent l'**anthrax**, affection plus sérieuse. Les clous sont causés par les malpropretés de la peau, des impuretés. On observe aussi des furoncles et des anthrax dans les maladies de l'appareil digestif et dans le diabète.

Le traitement par la haute fréquence sera effectué de la façon suivante :

Deux fois par jour, pendant cinq minutes chaque fois, traiter le voisinage immédiat du centre éruptif au moyen de l'électrode de surface N° 2 en utilisant un courant faible d'abord, puis moyen ensuite. (Traitement N° 1, page 9.)

Il est recommandé d'effectuer une légère effluvalion sur le centre même du furoncle ou de l'abcès, pendant trente secondes environ, ce qui active sa maturité. (Traitement N° 2, page 8.)

Arrivé à ce stade final, on prend l'électrode fulguratrice N° 10 et, dirigeant la pointe vers le sommet blanchâtre, on fait agir l'étincelle sur ce point qui s'ouvre et le pus commence à s'écouler. (Traitement N° 4, page 10.)

Avant d'appliquer ce traitement, demander l'avis du médecin.

Acné et couperose. — Ces mots servent à désigner plusieurs maladies de la peau de natures différentes, mais qui ont pour caractère commun de siéger principalement sur la peau du visage en affectant la forme de rougeurs, de boutons rouges ou blancs ou de points noirs. Neuf fois sur dix l'acné, quelle que soit sa forme, est dû à un mauvais état du tube digestif. C'est une maladie généralement rebelle, qui exige, pour guérir, beaucoup de persévérance et d'assiduité dans le traitement. L'application des rayons violets « **Homo-Flux** » provoquera la dilatation des vaisseaux, faisant disparaître ainsi l'efflorescence sur le visage des petits boutons et rougeurs survenant surtout vers la fin de l'hiver.

Le traitement est très simple : on place sur la partie à traiter un linge sec et on effectue par-dessus un massage de cinq minutes, en utilisant un courant faible, à l'aide de l'électrode N° 2. (Traitement N° 2, page 9.)

Bajoues, Rides, Pattes d'oie, Poches sous les yeux. — Elles proviennent d'un relâchement des muscles qui n'ont plus assez de force pour maintenir la peau parfaitement tirée.

On traitera le visage deux fois par jour, durant deux minutes avec un courant faible. Employer les électrodes N° 2 et le rouleau-masseur N° 23, en remontant toujours. (Traitement N° 1, page 9.)

Le massage indirect donne également de très bons résultats. (Traitement N° 3, page 10.)

Cheveux (Pellicules, chute). — La haute fréquence est un des traitements ayant donné les meilleurs résultats, non seulement contre la chute des cheveux et la destruction des pellicules, mais aussi pour augmenter la vitalité des cellules capillaires.

Matin et soir, durant quatre minutes à chaque séance, avec un courant moyen, passer dans les cheveux l'électrode-

peigne N° 9. Après quelques applications, les pellicules disparaîtront et les cheveux deviendront souples et brillants. (Traitement N° 2, page 9.)

En cas de chute des cheveux, on complétera le traitement par des massages indirects à l'aide de l'électrode saturatrice N° 12, en utilisant le courant fort. (Traitement N° 3, page 10.)

Cicatrices. — Les cicatrices avec tendance à la rétraction doivent être complètement détruites, c'est-à-dire fermées, par le courant. Les cicatrices provoquées par brûlures de la haute fréquence sont en effet particulièrement esthétiques. Le traitement consiste donc à détruire la cicatrice disgracieuse par les brûlures de haute fréquence.

A l'aide de l'électrode N° 21 ou 6 tenue à courte distance, effectuer avec un courant fort une effluation intense en opérant un léger mouvement de va-et-vient pour déplacer la surface touchée par les étincelles. La cicatrice sera ainsi littéralement criblée d'étincelles pendant deux à trois minutes et même plus si les cicatrices sont très épaisses.

Les séances seront répétées à la cadence de trois par semaine.

Il y aura lieu, en raison de l'effet intense provoqué, de faire un pansement avec un corps gras adoucissant, dans l'intervalle des séances. (Traitement N° 2, page 9.)

Cors, Durillons, Œil de perdrix, Papillomes, Verrues, Xanthome, Grains de beauté. — Tous ces maux peuvent être détruits et la fulguration constitue un des procédés les plus rapides pour obtenir ce résultat.

On emploie l'électrode fulguratrice N° 10 et trois fois par jour, en utilisant un courant réglé selon la sensibilité du patient; on dispose le petit capuchon de verre de l'électrode de façon à ce que la pointe métallique affleure l'endroit à détruire. L'étincelle destructive se formera au niveau de la racine à détruire et, après quelques applications, le cor, la verrue, etc... se détacheront d'eux-mêmes. (Traitement N° 4, page 10.)

Crevasses. — Fréquentes en hiver, elles sont heureusement traitées par les rayons violets.

Employer l'électrode N° 2 que l'on promènera légèrement deux fois par jour en utilisant un courant faible. (Traitement N° 1, page 9.)

Engelures. — Même traitement que pour les crevasses.

Dartres, Eczéma, Gourme, Lupus érythémateux, Prurit, Psoriasis, Urticaire. — Pour le traitement de ces affections, on appliquera d'abord un linge très propre et mince sur la partie à soigner, afin d'obtenir une légère effluation. (Utiliser l'électrode N° 5, courant faible.)

L'ozone dégagé par cette application désinfectera les endroits traités et apportera à l'épiderme un soulagement immédiat. (Traitement N° 2, page 9.)

Défauts de la peau : Comédons, Points noirs, Boutons, Taches hépatiques, Taches de vin, Rougeurs, Envies. — Le visage est perpétuellement soumis à des agents irritants, aux

poussières de toute nature, etc... Ces causes troublent profondément la circulation à ce niveau. Il en résulte de nombreuses affections, le plus souvent inesthétiques. Il y a donc intérêt à stimuler la circulation au niveau de la peau du visage.

Ce résultat peut être facilement obtenu par un massage quotidien, avec un courant faible, en utilisant l'électrode N° 2 ou mieux les électrodes N° 47 ou 48, et ce, pendant quatre à cinq minutes. (Traitement N° 1, page 9.)

Démangeaisons. — Dans les cas de démangeaisons, il a été obtenu de bons résultats par une saturation générale de l'organisme à l'aide de l'électrode N° 12 en utilisant un courant fort. (Traitement N° 5, page 11.)

Si les démangeaisons sont occasionnées par une piqûre d'insecte, effectuer une effluation soignée à l'endroit atteint à l'aide de l'électrode N° 5, avec un courant moyen. (Traitement N° 2, page 9.)

Feu du rasoir. — Les applications de haute fréquence constituent après le rasage une mesure hygiénique fort agréable qui diminue notablement l'irritation causée par le rasoir et désinfecte l'épiderme.

Mettre l'électrode N° 2 (au néon) en contact avec la peau et effectuer un léger massage pendant deux minutes (courant faible). En cas de coupure, provoquer de petites étincelles en éloignant l'électrode de la peau, ce qui amènera la coagulation immédiate du sang. (Traitement N° 1, page 8. — Traitement N° 2, page 9.)

Pelade. — Cette maladie qui siège surtout à la tête et autres parties munies de poils, se reconnaît à une sorte de tonsure qui va en s'agrandissant de plus en plus.

On peut activer la repousse des endroits dégarnis en effectuant une fois par jour avec l'électrode N° 5 pendant trois minutes, avec un courant moyen, une effluation assez énergique. (Traitement N° 2, page 9.)

Plaies. — L'action désinfectante de l'ozone trouve ici son application.

Deux fois par jour, durant trois minutes à chaque séance, effectuer à l'aide de l'électrode N° 21 une effluation douce (courant moyen). (Traitement N° 2, page 9.)

Seins (Développement, raffermissement). — Les seins tombants sont dus aux mêmes causes que les rides, c'est-à-dire à la perte de la ténacité des fibres élastiques et des muscles de la poitrine.

On peut remédier à cet état en profitant des effets révulsifs provoqués par la haute fréquence.

On commencera par effectuer un massage circulaire autour des seins, avec l'électrode N° 2, en utilisant un courant faible; le traitement durera trois minutes pour chaque côté.

Il y aura lieu d'éviter de passer l'électrode sur les mamelons et on laissera constamment l'électrode en contact étroit avec la peau.

Pour le développement de la poitrine, on emploiera l'électrode concave N° 45 ou mieux N° 42 et on fera agir le courant pendant quatre minutes. (Traitement N° 1, page 9.)

Ulcères (ordinaires ou variqueux). — On appelle ainsi des plaies formées par un travail destructif des tissus, nommé ulcération.

Les ulcères variqueux se montrent surtout aux jambes, chez les personnes déjà âgées principalement.

Le frottement des vêtements envenime les plaies et l'ulcération est rebelle aux pommades.

Étant donné l'action cicatrisante de la haute fréquence, ce traitement est très recommandé.

Après avoir posé un linge très mince et propre, sur la plaie, passer le rouleau-masseur N° 23, pendant cinq minutes, en utilisant un courant moyen.

Répéter ce traitement matin et soir et la cicatrisation s'opérera très rapidement. (Traitement N° 2, page 9.)

Zona. — Lors de la période éruptive, effectuer une fois par jour, durant cinq minutes, avec un courant faible, une légère friction à travers un linge très mince, en employant l'électrode N° 2. (Traitement N° 2, page 9.)

MALADIE DES VOIES GENITO-URINAIRES

La haute fréquence ne prétend pas se substituer aux médications courantes. Cependant, l'expérience des dernières années justifie largement la généralisation de son emploi comme traitement de complément.

Blennorrhagie. — Maladie contagieuse caractérisée par une inflammation du canal de l'urèthre avec écoulement et douleur en urinant. La présence d'un microbe appelé Gonocoque donne à cette maladie un caractère virulent et contagieux.

La haute fréquence est appliquée avec succès, mais il est utile de consulter son médecin pour le traitement.

Le malade peut améliorer son état en effectuant une ou deux fois par jour un léger massage extérieur des parties sexuelles avec un courant faible et à l'aide de l'électrode N° 2 (Traitement N° 1, page 9.)

Calculs des Reins. — (Voir Coliques Néphrétiques).

Coliques néphrétiques. — Les coliques néphrétiques sont aux reins ce que les coliques hépatiques sont au foie. Elles se produisent aussi sous l'influence de calculs ou pierres qui cherchent à sortir et donnent lieu à des accès pendant lesquels la douleur est très vive, se fait sentir dans la région des reins et s'irradie dans le dos et du côté du bas-ventre.

Même traitement que pour les coliques hépatiques.

Gravelle urique. — La gravelle consiste en la présence dans les urines d'un sable jaune plus ou moins abondant, à grains assez volumineux.

Elle peut causer des accès de coliques néphrétiques et provoquer de violentes douleurs.

La haute fréquence, dans la plupart des cas, calme les crises dès les premières applications.

Le meilleur moyen de traitement consiste en massages,

deux fois par jour, avec l'électrode N° 5, sur la région douloureuse, en utilisant un courant d'insensibilité moyenne, et pendant cinq minutes à chaque séance. (Traitement N° 1, page 9.)

Faiblesse vésicale (incontinence d'urine). — Chez l'enfant, ce cas s'observe fréquemment; le traitement par la haute fréquence contribuera à renforcer la paroi vésicale.

Avec un courant faible, effectuer chaque soir, pendant cinq minutes, à l'aide de l'électrode N° 2, un léger étincelage sur le bas-ventre et la région lombaire.

Chez les adultes, on prolongera le traitement de quelques minutes. (Traitement N° 2, page 9.)

Impuissance. — C'est l'impossibilité pour l'homme d'accomplir l'acte sexuel. Cette maladie peut venir de l'absence de désirs ou de l'impossibilité de l'érection. Elle survient naturellement par les progrès de l'âge et, dans les autres cas, peut avoir des causes multiples.

Les courants de haute fréquence donnent dans cette affection des résultats inespérés et font retrouver aux cellules paresseuses une vitalité nouvelle.

Un massage quotidien des organes génitaux et du bas de la colonne vertébrale par l'électrode N° 2, avec un courant faible, durant quatre minutes, influencera favorablement l'état psychique du malade. (Traitement N° 1, page 9.)

On emploiera également l'électrode spéciale pour la verge (N° 41) durant deux à trois minutes, chaque soir, courant faible, que l'on intensifiera progressivement. (Traitement N° 1, page 8.)

Pour les sujets nerveux, il est conseillé de compléter le traitement par une saturation de l'organisme à l'aide de l'électrode N° 12, en utilisant un courant fort, et ce, quotidiennement. (Traitement N° 5, page 11.)

Néphrite (Inflammation du rein). — La néphrite se traduit toujours par une douleur profonde, parfois très pénible dans la région des reins.

On emploiera pour effectuer un massage de la région lombaire, l'électrode N° 5 (courant moyen), durée du traitement six minutes, deux fois par jour. (Traitement N° 1, page 9.)

Orchite (Inflammation du testicule). — Les coups, les frottements répétés, la blennorrhagie, en sont les causes ordinaires. Le testicule malade est gonflé, douloureux, la peau est chaude, tendue, plus ou moins rouge. La maladie peut passer d'un testicule à l'autre ou occuper les deux à la fois.

On peut obtenir un soulagement certain en effectuant chaque jour avec l'électrode N° 2 (Néon) un léger massage sur les testicules pendant cinq minutes en employant un courant faible. (Traitement N° 1, page 9.)

Prostatite. — On appelle ainsi l'inflammation de la prostate. À l'état aigu, elle reconnaît le plus souvent pour cause une blennorrhagie ou autre inflammation des voies génito-urinaires et se traduit par un sentiment de pesanteur au siège, de difficulté pour uriner.

À la suite d'applications intra-rectales de haute fréquence, des résultats positifs ont été enregistrés. Des statistiques ont donné jusqu'à 80 % de guérisons.

Une fois par jour, on procédera au traitement suivant :
1° A l'aide de l'électrode N° 2 et durant cinq minutes avec un courant faible, effectuer une effluviation sur le bas-ventre et entre les testicules.

2° Le traitement interne consistera à prendre la position couchée sur le dos, jambes écartées, et à introduire durant quatre minutes dans le rectum l'électrode N° 36 dûment vaselinée, en procédant très doucement. La pénétration de l'électrode n'excédera pas 5 à 6 centimètres. Le courant utilisé sera d'intensité faible, intensité que l'on augmentera par la suite graduellement. (Traitements N° 1 et 2, page 9).

Rétention d'urine. — La rétention se produit par paralysie de la vessie, hypertrophie de la prostate, rétrécissement ou calculs obstruant le canal de l'urètre.

Placer l'électrode N° 5 dans la région de la vessie et, avec un courant d'intensité faible, effectuer un massage de huit à dix minutes deux fois par jour.

En cas de rétention rebelle, les conseils d'un médecin seront indispensables. (Traitement N° 1, page 9).

AFFECTIONS DIVERSES

Brûlures. — On peut obtenir un soulagement en appliquant sur la brûlure un linge très léger et en effleurant avec l'électrode N° 2 durant deux minutes, en utilisant un courant faible. (Traitement N° 2, page 9).

Contusions. — Le traitement de ces traumatismes inoffensifs mais douloureux, s'opère de la façon suivante :

Masser les régions contusionnées, pendant les premiers jours, durant six minutes à chaque séance, avec l'électrode N° 2, et avec un courant moyen. Ensuite, on emploiera pour le traitement final le rouleau-masseur au néon N° 23. (Traitement N° 1, page 9).

Coupures. — Effectuer à l'aide de l'électrode spéciale N° 5 et pendant trois à quatre minutes une effluviation au-dessus de la coupure.

L'ozone désinfectera l'endroit blessé et arrêtera presque immédiatement l'épanchement sanguin. Une cicatrisation rapide surviendra. (Traitement N° 2, page 9).

Entorses, Fractures, Foulures, Luxations. — Occasionnés par une distension brusque des tendons et ligaments d'une jointure, à la suite d'un faux mouvement, ces maux peuvent occuper le cou-de-pied, le genou, le poignet, le pouce, etc...


Le traitement par la haute fréquence ne peut qu'atténuer les douleurs et activer le rétablissement à l'état normal du membre blessé.

Deux fois par jour, à l'aide de l'électrode N° 2, en utilisant un courant moyen, passer légèrement sur les endroits douloureux.

Au cas de fractures, luxations ou de déchirures, il sera utile de voir un médecin. (Traitement N° 1, page 9).

La Haute Fréquence chez les Sportifs

Les oscillations électriques agissant sur les cellules organiques remplacent avantageusement le massage et, aujourd'hui, grâce à l'emploi régulier de la Haute Fréquence, il est possible de stimuler les fonctions du corps et de contribuer ainsi à sa beauté.



De nos jours, on apprécie un corps souple, svelte, bien proportionné; il faut donc arriver à l'harmonie du corps, c'est-à-dire réunir force et beauté. Pour obtenir ce résultat, non seulement il est nécessaire de faire du sport, qui quelquefois alourdit et durcit certains muscles au détriment des autres, mais il faut aussi employer régulièrement les courants de Haute Fréquence.

Dans ces applications de Haute Fréquence, il faut distinguer celles destinées à l'augmentation de la robustesse du corps et d'autre part, les traitements qui doivent compenser rapidement le surmenage nerveux et musculaire créé par l'activité sportive.

Chez les Sportifs, les traitements consisteront, d'abord, avant l'effort, par une saturation ou mise en charge de l'organisme, durant 5 minutes, à l'aide de l'électrode N° 12, avec un courant fort. (Traitement N° 5, page 11).

Après l'effort, on effectuera un massage général de tout le corps avec l'électrode N° 2 durant 5 minutes, en utilisant un courant d'intensité moyenne. (Traitement N° 1, page 9).

Ce dernier traitement rendra la respiration plus profonde, ralentira l'activité du cœur, et donnera une sensation nouvelle de vigueur, les muscles retrouveront leur élasticité.

SPORTIFS, pour vous montrer meilleurs, infatigables,

Utilisez

HOMO-FLUX

:0000327960280000000000000000000000000000000

Soins de Beauté

La vie trépidante de notre époque occasionne un vieillissement rapide des tissus et les crèmes et mixtures diverses dont sont obligées de se servir les femmes modernes qui travaillent au dehors et sont tenues de paraître jeunes, vont très souvent à l'encontre du but poursuivi; car, en général, ces produits amollissent au lieu de raffermir les tissus.

L'action stimulante des courants de haute fréquence remplace avantageusement le massage, en tonifiant, raffermissant la peau et en la débarrassant de toute impureté.

Quelques applications suffisent pour supprimer les rides, pattes d'oie, bajoues, poches sous les yeux, rougeurs, boutons, etc...

Des électrodes spéciales au néon ont été étudiées pour les soins de beauté; elles sont les suivantes :

- N° 1 Petite électrode pour massage facial.
N° 23 Rouleau masseur.
N° 42 Electrode aspiratrice pour les seins.
N° 45 Electrode pour les seins.
N° 46 Electrode cylindrique pour le massage du visage.
N° 47 Electrode sphérique pour les soins du visage.
N° 49 Electrode pour les paupières.
N° 50 Electrode brosse.

Ci-dessous, on trouvera les cas principalement traités avec succès par les rayons violets :

BAJOUES
BOUTONS
CHEVEUX
CICATRICES
COMEDONS
CORS
COUPEROSE
DARTRES
DURILLONS
ENVIES
GRAINS DE BEAUTE
ŒIL DE PERDRIX
PATTES D'OIE
POINTS NOIRS
RIDES
ROUGEURS
RASOIR (FEU DU
SEINS
TACHES
VERRUES



Quelques opinions autorisées sur la Haute Fréquence

Nous allons mentionner ci-dessous quelques extraits de Traités de médecine et de Revues médicales concernant les résultats constatés en matière de traitements par la haute fréquence.

Préface de M. E. DOUMER, professeur à la Faculté de médecine de Lille, membre correspondant de l'Académie de médecine, consacré au livre de M. le docteur J. LABORDERIE, « L'Electricité en clientèle », et un extrait de ce livre.

« L'électrothérapie moderne n'est plus ce que les médecins d'un autre âge pensaient, le temps n'est plus où l'on admettait presque comme un dogme que l'énergie électrique n'agit que sur les nerfs et dans les maladies du système nerveux. On sait aujourd'hui qu'elle agit sur toutes les cellules et sur tous les tissus ; qu'elle est un excitant merveilleux de l'activité cellulaire et que son emploi, sous quelque forme que ce soit, rend des services signalés dans tous les cas où l'activité cellulaire est déficiente.

« On sait aussi qu'elle est un puissant régularisateur des vaso-moteurs, et que par là son intervention est utile dans toutes les maladies à caractère inflammatoire. J'ai, je crois, suffisamment établi son action décongestionnante en montrant, il y a près de trente ans, que la plupart des maladies de la peau où l'inflammation est marquée (eczéma, madidans, impetigo, brûlures), plus tard que les fissures sphinteralgiques, les hémorroïdes congestives, les prostatites, etc... sont immédiatement soulagées et très rapidement guéries par son emploi judicieux.

« On sait aussi que, par suite de ces mêmes propriétés, elle agit puissamment dans les maladies à hypertension artérielle, et que, par les résultats qu'elle donne dans la plupart des affections liées à l'artériosclérose, nos idées sur cette maladie ont été profondément modifiées.

« On voit combien nous sommes loin des idées que nos pères se faisaient de l'électrothérapie.

« Tout cela, M. LABORDERIE l'a très bien compris et très bien exprimé. Je lui en adresse toutes mes félicitations. »

Puis en parcourant le livre en question, nous y relevons le passage suivant, qui fait ressortir l'importance actuelle de la méthode électro-thérapeutique.

« L'électricité est devenue aujourd'hui un auxiliaire de tout premier ordre dans le traitement de nombreuses affections pour lesquelles les agents médicamenteux restent impuissants. Comme l'a dit d'une façon si autorisée le Professeur d'ARSONVAL, elle fournit au médecin une arme nouvelle protéiforme très efficace et qui a sur beaucoup, l'avantage de rester toujours inoffensive.

« Je suis persuadé, disait le Professeur d'Arsonval, dans le numéro du 25 février 1882, de la « Lumière Electrique »,

« que la thérapeutique de l'avenir n'emploiera comme moyens curatifs que des modificateurs physiques. La mode barbare qui, sous prétexte de nous guérir, consiste à nous empoisonner avec les drogues les plus vénéneuses de la chimie, devra céder la place aux agents physiques, dont l'emploi a au moins l'avantage de n'introduire aucun corps étranger dans l'organisme. »

« De plus, les progrès accomplis dans ces dernières années ne laissent pas le moindre doute sur ce fait que l'électricité est un moyen curatif si puissant et d'application si variée que l'on peut lui attribuer des résultats aussi évidents et aussi indiscutables qu'à n'importe quelle autre médication. »

Et plus loin encore :

« Enfin la guerre a fait naître un précieux mouvement en faveur de l'électricité. Les Médecins spécialistes qui exerçaient dans nos grandes villes se sont faits les apôtres de ce mouvement. Disséminés dans toute la France, ils ont fini par persuader aux plus incrédules que l'électrothérapie ne devait pas être séparée de la thérapeutique ordinaire ; faute d'installation, faute d'organisation, un trop grand nombre de blessés ont été abandonnés à leur sort, et sont aujourd'hui titulaires de pensions ou de gratifications : mais à l'heure actuelle, dans tout le pays, des centres de physiothérapie ont été créés et l'électrophérapie est devenue tellement à la mode qu'il sera désormais bien difficile de s'en désintéresser. »

Le Professeur HIRSCH, écrit dans son « Vade-mecum d'électrothérapie et d'actinothérapie :

« Le traitement local par la haute fréquence agit comme analgésique dans les névralgies, les myalgies rhumatismales (rhumatisme musculaire) et dans les arthrites récentes (inflammations articulaires). Beaucoup de patients atteints de névralgies et de myalgies éprouvent les effets calmants de la haute fréquence immédiatement après l'application. Le traitement local par la haute fréquence s'est montré extrêmement profitable dans les névralgies lombaires, abdominales, faciales (tri-jumeau), occipitales. Les myalgies si fréquentes de l'épaule et des muscles dorso-lombaires, de même que les arthrites de l'épaule, du poignet et du cou-de-pied sont très favorablement influencées. »

L'auteur a personnellement obtenu de très bons résultats dans la cure des hémorroïdes, grâce à l'action vaso-constrictive de la chaleur produite par la haute fréquence. Ce traitement local devrait être essayé avant toute intervention chirurgicale sur les hémorroïdes, car il est absolument inoffensif, très fécond en bons résultats et très peu incommodant pour le patient.

Le Docteur MONNEL dans « La vérité sur la haute fréquence », écrit : « L'action vivifiante du courant de haute fréquence sur les nerfs et les muscles fatigués a fondé sa réputation de remède idéal dans les états d'épuisement. Nous avons observé l'influence des rayons violets chez des ouvriers fatigués, chez des individus surmenés, se trouvant dans des postes lourds de responsabilités et constaté qu'ils étaient comme fortifiés de nouveau déjà, après une application de trois minutes et qu'ils se sentaient ainsi revivifiés. »

Quelques Références

H. BERTHELIN, directeur d'Ecole à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire) :

« Souffrant depuis deux ans d'asthénie à la suite de surmenage, je suis heureux de pouvoir vous annoncer qu'après un mois de votre traitement, mon état général est considérablement amélioré. J'avais, le matin surtout, une sensation de gêne et de pesanteur à la nuque et je ne dormais pas. Cette sensation est totalement disparue et j'ai retrouvé mon sommeil. »

« J'étais, d'autre part, constipé depuis très longtemps et, grâce aux massages journaliers de la région hépatique et abdominale avec votre électrode spéciale, j'ai cessé tout médicament et ne suis plus du tout constipé. »

« Enfin, atteint depuis la guerre de surdité avec sclérose du tympan, j'ai constaté un soulagement réel de mes troubles auditifs. »

« Il serait souhaitable que votre appareil « **Homo-Flux** » ait sa place dans chaque famille, où il apporterait la joie et la guérison à bien des malades. »

M. E. MERLE, professeur à l'Ecole nationale professionnelle de Saint-Ouen, 9, rue Carnot, Saint-Ouen (Seine) :

« J'ai le plaisir de vous dire que l'appareil « **Impérial 37** » que vous m'avez fourni récemment, me donne entièrement satisfaction, et que j'ai, en particulier, obtenu vis-à-vis d'une affection hémorroïdale dont je souffrais des résultats inespérés. »

M. Gabriel PEYROL, 23, rue Wilson, St-Chamond (Loire) :

« Je tiens à vous dire que nous sommes toujours très satisfaits de notre appareil qui nous rend de grands services. Avec lui les malaises disparaissent comme par enchantement. »

M. A. VALLEER, Drecy, gare Very-Mortiers (Aisne) :

« J'en suis toujours très contente et serais désolée d'être obligée de m'en séparer. »

M. Lucien GUIDEZ, mandataire près les Tribunaux, 6, rue Henri-Barbusse, Clichy (Seine) :

« Je tiens à vous faire tous mes éloges pour votre valise familiale qui répond bien aux services que j'attends d'elle et qui apporte un véritable soulagement à mon état de santé. »

M. René JAMET, 83, rue Casimir-Delavigne, Le Havre :

« Je suis très heureux de vous faire savoir que votre appareil m'a fait beaucoup de bien. »

« Mes digestions se font mieux et mon état général s'est amélioré. »

« Il me fallait des soins sérieux et très coûteux et j'étais désespéré (171 injections sous-cutanées et 48 séances de rayons ultra-violets ces trente derniers mois). »

Mon poids a augmenté de six livres en six semaines et je reprends des forces.

J'ai été consulter mon médecin traitant, M. J. V., il ne m'avait pas vu depuis quatre mois, et il m'a trouvé en grande amélioration, il m'a félicité de l'heureuse initiative que j'avais eu en achetant votre appareil et m'a vivement conseillé de continuer le traitement.

M. Victor CATINOT, 51, rue Sadi-Carnot, Vanves (Seine) :

« Je possède depuis deux ans déjà votre appareil Type **Impérial** et je tiens à vous faire part des heureux résultats que j'ai pu obtenir, surtout dans le traitement des varices. Quant aux traitements de tous les petits maux : migraines, douleurs, coryza, etc., je suis vraiment satisfait. »

M. BREUIL, 14, rue du Puy, Saint-Etienne (Loire) :

« Je suis très satisfait de votre appareil Type **Familial** que vous m'avez adressé. »

Mme BARTHELEMY, 78, rue E.-Foy, Yport :

« Je possède un de vos appareils dont je me suis un peu servi et j'en suis très contente. »

Mme Veuve DUMAY, Le Thuet, par Montcornet (Aisne) :

« Votre appareil m'a déjà rendu de grands services pour un rhumatisme articulaire. »

Th. G..., ingénieur A. et M., place de la Fontorse, Confolens (Charente) :

« En conséquence, veuillez expédier à mon frère à l'adresse ci-dessus, une mallette semblable à la mienne, ce qui fera la quatrième dans la famille. »

Nous sommes à la disposition de nos clients pour leur remettre les originaux de ces attestations.


PENSEZ AUX AUDITEURS DE T.S.F....

VOUS DEVEZ SUPPRIMER LES PARASITES !!!

AVEC LE FILTRE

HOMO-FLUX

Tous les possesseurs d'appareils électro-médicaux, soucieux de ne pas troubler les réceptions radiophoniques de leur voisinage, et désireux d'être en règle avec la loi, seront heureux d'apprendre qu'il vient d'être mis au point un **DISPOSITIF ANTI-PARASITE** d'une **EFFICACITE CERTAINE** s'adaptant instantanément et très facilement sur tous les appareils de haute fréquence.




**INSTRUCTIONS POUR LE BRANCHEMENT DU FILTRE
SUR L'APPAREIL HAUTE FREQUENCE**

- 1° — Glisser au bas de la poignée le manchon métallique muni de son fil terminé par une fiche simple.
- 2° — Introduire la fiche simple dans le trou supérieur du filtre.
- 3° — Brancher la prise de courant de l'appareil haute fréquence sur les deux douilles situées à la base du dispositif.
- 4° — Brancher le filtre sur la prise de courant du secteur.

Nota. — Il est indispensable de bien tenir la poignée porte-électrode par sa partie métallique.

“LE MÉDICAL”

Ce modèle, conçu spécialement pour le corps médical,
est d'une présentation très simple
étudiée pour la clinique.



AVANTAGES :

- 1° Un **milliampèremètre** permet le contrôle du débit de l'appareil ;
- 2° Un **dispositif anti-parasite** incorporé dans le mécanisme rend possible l'utilisation de l'appareil à toute heure, sans crainte de gêner les auditions radiophoniques ;
- 3° Un **inverseur de courant** permet un fonctionnement parfait sur tous les courants, alternatifs ou continus, de 80 à 250 volts ;
- 4° Une **minuterie** permet de doser automatiquement la durée des traitements ;
- 5° Un **double mécanisme** permet l'utilisation constante de l'appareil sans risque d'échauffement.

VERRERIE MÉDICALE





ÉTABLISSEMENTS
HOMO-FLUX

12 bis, AVENUE DES GOBELINS
(MÉTRO GOBELINS)
PARIS (5^e)




TÉLÉPHONES : GOBELINS 85-51
PORT-ROYAL 33-45



R. C. Seine 292.509 B


Nos électrodes s'adaptent sur tous les appareils existants.
Fabriquées avec un verre spécial boro-silicaté, elles sont de première qualité et sont adoptées par le corps médical.
Consultez notre tarif : *nos prix sont les meilleurs.*




N ^{os}	DESCRIPTION DES ELECTRODES	PRIX	
		ORD ^e	NÉON
1	 Petite électrode pour massage facial		
2	 Electrode de surface ..		
3	 Electrode pour grandes surfaces		
4	 Electrode avec encoches		
5	 Electrode renforcatrice.		
6	 Electrode renforcatrice dentée		
7	 Electrode pour la gorge et la nuque		
8	 Electrode spinale		
9	 Electrode peigne		
10	 Electrode de fulguration		
10A	 Electrode de fulguration sans pointe métallique		


Voir tarif joint

N ^{os}	DESCRIPTION DES ELECTRODES	PRIX	
		ORD ^r	NÉON
11	 Electrode pour le massage indirect		
12	 Electrode pour le massage indirect, avec spirale		
13	 Electrode nasale		
14	 Electrode linguale		
15	 Electrode pour les oreilles (isolée)		
16	 Electrode cataphorétique		
17	 Electrode cataphorétique grand modèle ..		
18	 Electrode oculaire simple		
19	 Electrode oculaire double		
20	 Electrode en spirale pour le cœur		
21	 Electrode pour le traitement de plaies		
22	 Electrode pinceau		

N ^{os}	DESCRIPTION DES ELECTRODES	PRIX	
		ORD ^{re}	NÉON
23	 Rouleau masseur		
23A	 Monture du rouleau ..		
23B	 Rouleau		
24	 Inhalateur d'ozone complet		
24A	 Partie inférieure (A) ..		
24B	 Partie supérieure (B) ..		
24C	 Soufflerie simple		
25	 Inhalateur d'ozone avec pulvérisateur ..		
25A	 Partie inférieure (A) ..		
25B	 Partie supérieure (B) ..		
25C	 Soufflerie		

N ^{os}	DESCRIPTION DES ELECTRODES	PRIX	
		ORD ^{re}	NÉON
26			
27			
28			
28A			
28B			
28C			
29			
29A			
29B			
30			
31			
32			
33			
33A			
34			
35			
36			

N ^{os}	DESCRIPTION DES ELECTRODES	PRIX	
		ORD ^{re}	NÉON
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

N ^{os}	DESCRIPTION DES ELECTRODES	PRIX	
		ORD ^r	NÉON
71	 Electrode côté gauche du maxillaire		
72	 Electrode côté droit du maxillaire		
73	 Electrode pour le traitement des gencives.		
74	 Electrode pour le traitement intérieur des gencives		
75	 Electrode tête plate ..		
76	 Electrode tête creuse pour solutions chimiques		
77	 Electrode pour le traitement des gencives.		
78	 Electrode pour le traitement des abcès ..		
79	 Electrode pour fulguration		
80	 Electrode pour le traitement de la pyorrhée		
81	 Electrode pour le traitement du maxillaire		
82	Electrode cataphorétique		

Électrodes en Quartz

Le quartz fondu ou verre de silice est un produit amorphe obtenu par la fusion au four électrique de la Silice (SiO₂) à l'état cristallisé sans incorporation d'aucun fondant.

Par suite de sa transparence aux rayons **ultra-violet**s et de sa résistance aux variations brusques de température, le quartz fondu transparent est à conseiller pour un traitement plus efficace et une sécurité plus grande pour les soins internes.

Notre Service Technique se met à la disposition de notre clientèle pour l'étude et la fourniture des électrodes en quartz que leur médecin pourrait leur conseiller et, cela, aux meilleures conditions.



Nous nous chargeons également de la fabrication de toutes électrodes spéciales (Argon, Néon, Hélium, terre de radium, etc...)

Prix et détails sur demande.



Nous possédons en magasin toutes les électrodes présentées sur le présent tarif et pouvons les livrer ou les expédier à réception des ordres.



SUR LES APPAREILS DE HAUTE FREQUENCE UNIPOLAIRES ET BIPOLAIRES

Les appareils de haute fréquence « **Homo-Flux** » sont unipolaires.

Aisément, il est possible de les rendre bipolaires, c'est-à-dire munis de deux poignées porte-électrodes, à l'aide d'un dispositif spécial s'adaptant instantanément.

Ce dispositif et une deuxième poignée permettront à deux personnes de se traiter simultanément, et non, contrairement à ce que l'on serait tenté de croire, pour servir à donner une pénétration et une localisation plus profondes du courant.

D'autre part, il est facile de comprendre que, si l'on adapte deux poignées sur un appareil, la force du courant sera deux fois moindre dans chacune d'elles; aussi, et selon l'appréciation autorisée de spécialistes, nous nous faisons un devoir de recommander spécialement les appareils Unipolaires, à l'aide desquels on peut obtenir un traitement général en même temps que local.

Néanmoins, nous tenons à la disposition de toute personne désirant absolument deux poignées, un dispositif complet permettant de transformer notre appareil en **Bipolaire**.

INSTRUCTIONS GENERALES

GARANTIE

Nos appareils sont garantis un an contre tout vice de construction ou défaut de matière. Nous en effectuerons gratuitement la réparation s'ils ne donnent pas entière satisfaction.

Les défauts survenus par l'usure ne tombent pas sous la garantie. Pour toutes vérifications ou réparations, l'appareil nous sera retourné démuné de ses électrodes, mais avec le manche porte-électrodes. L'envoi devra être effectué avec un emballage soigné et adressé à notre domicile, franco, accompagné du bon de garantie et des diverses observations.

L'échange des pièces reconnues défectueuses sera fait gratuitement. Seuls, la main-d'œuvre, les frais de retour et d'emballage seront à la charge des clients.

La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux électrodes.

EXPEDITIONS

Nous apportons les plus grands soins à nos emballages et nous déclinons toute responsabilité pour la casse ou les pertes qui pourraient se produire en cours de route.

Nous prions les destinataires de vérifier soigneusement les colis à l'arrivée et de prendre, s'il y a lieu, toutes réserves auprès du transporteur.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons pour la bonne conservation des appareils et des Electrodes :

1° De toujours mettre l'appareil en un lieu sec.

2° De toujours nettoyer les électrodes après usage, avec une solution d'alcool et d'eau, moitié de chaque.

De ne jamais poser une électrode venant de servir, sur une table froide ou du marbre, une trop forte transition de température pouvant nuire à leur bon fonctionnement.

COMMANDES

Toutes les commandes doivent parvenir accompagnées de leur montant (mandat, chèque, chèque-postal, compte 1377-86 Paris).

Au montant de la facture, il y a lieu d'ajouter les frais de port et d'emballage.

LISTE ALPHABETIQUE DES MALADIES

TRAITEES EFFICACEMENT PAR LA HAUTE FREQUENCE

A	Pages		
Abcès	36	Coryza	24
Abcès dentaire	32	Couperose	37
Acné	37	Coupures	42
Amygdales (Inflammation des)	30	Courbatures	19
Anémie	22	Crampes	19
Angine	30	Crampes d'estomac	38
Anthrax	36	Crevasses	83
Apathie nerveuse	18		
Aphonie	29	D	
Aphtes	30	Dartres	28
Artério-sclérose	22	Débilité	26
Asthme	26	Démangeaisons	38
Arthritisme	33	Dents (voir odontologie) ..	32
Atonie gastrique	23	Dermatologie	36
Asthénie	18	Diabète	35
		Diarrhée infantile	34
		Dilatation d'estomac	33
		Durillons	37
B		E	
Bajoues	37	Eczéma	38
Blennorrhagie	39	Emphysème	23
Blépharite	31	Endocardite	22
Boutons	37	Engelures	38
Bourdonnements d'oreilles ..	28	Entérite aiguë	31
Bronchite	23	Entérite chronique	34
Brûlures	42	Entorse	42
		Envies	38
		Epilepsie	19
		Estomac (Affections de) ..	33
		Extrémités froides	22
C		F	
Cheveux	37	Faiblesse du cœur	22
Chlorose	22	Faiblesse vésicale	40
Cicatrices	37	Fatigue vocale	29
Circulation du sang	21	Feu du rasoir	38
Clous	37	Flueurs blanches	25
Cœur (Affections du)	22	Fluxions	32
Coliques hépatiques	35	Foie (Maladies du)	35
Coliques intestinales	33	Foulures	42
Coliques néphrétiques	39	Fractures	42
Comédons	38	Furoncles	37
Compère-Loriot	31		
Congestion cérébrale	19	G	
Conjonctivite	31	Gastrite	33
Constipation	33	Gastro-entérite infantile..	34
Contusions	42		
Coqueluche	24		
Cors	37		

Gencives (Inflammation des)	32	Nez (Maladies du)	29
Gingivite	32	Nutrition (Maladies de la)	36
Goître	31		
Gorge (Affections de la) ..	30	O	
Gourme	38	Obésité	36
Goutte	36	Odontologie	32
Grains de beauté	37	Oeil de perdrix	37
Gravelle urique	40	Orchite	40
Grippe	24	Oreilles (Affection des) ..	28
		Oreillons	28
H		Orgelet	31
Hémiplégie	20	Otite	28
Hémorroïdes	35	Ozène	29
Hoquet	19		
Hypertrophie	22	P	
Hypertrophie de la glande thyroïde	31	Palpitations	22
		Papillomes	37
I		Paralysie faciale	20
Impuissance	41	Paralysie générale	20
Incontinence d'urine	41	Paralysie infantile	20
Indigestion	33	Pattes d'oie	37
Inflammation articulaire ..	26	Pelade	38
Influenza	24	Pellicules	37
Insomnie	19	Pertes blanches	25
Intestins (Maladies des) ..	33	Phlébite	22
		Plaies	38
J		Pleurésie	24
Jaunisse	35	Pleurodynie	26
		Poches sous les yeux	37
L		Points de côté	20
Laryngite aiguë	31	Points noirs	38
Laryngite chronique	31	Pouls lent	22
Leucorrhée	25	Prostatite	40
Lumbago	26	Prurit	38
Lupus érythémateux	38	Psoriasis	38
Luxations	42	Pyorrhée alvéolaire	32
M		R	
Maux de tête	50	Rachitisme	26
Menstruations	25	Règles (Absences)	25
Mérite	25	— (Diminution)	25
Migraine	20	— (Difficulté)	25
Muguet	30	— (Retards)	25
Muqueuse (Inflammation) ..	30	— (Troubles des)	25
		Rein (Calcul du)	40
N		Rein (Inflammation du) ..	41
Néphrite	40	Rétention d'urine	42
Nervosité	18	Rides	37
Neurasthénie	18	Rhinorrhée	29
Névralgies	20	Rougeurs	38
Névralgies dentaires	32	Rhumatismes articulaires ..	27
Névralgies intercostales ..	20	Rhumatismes chroniques ..	27
Névrite	18	Rhumatismes déformants ..	27
Névrose	18	Rhumatismes musculaires ..	28
		Rhume de cerveau	24

S		U	
Sclérose du tympan	28	Ulcères de l'estomac	39
Sciaticque	20	Ulcères	33
Seins (Développement et raffermissment)	39	Ulcères variqueux	38
Sifflements d'oreilles	28	Urticaire	39
Sinusite	29		
Soins de beauté	45	V	
Surdité	28	Varices	23
Syncope	21	Verrues	37
Synovie	28	Vertiges	20
		Vessie (Maladies de la) ..	40
T		Voies urinaires	40
Tabès	21	Voies respiratoires	23
Taches hépatiques	38		
Taches de vin	38	X	
Torticolis	21	Xanthome	37
Troubles de la circulation du sang	21	Y	
Tuberculose pulmonaire ..	24	Yeux (Maladie des)	31
		Z	
		Zona	39

Les frais d'envoi et d'emballage
sont à la charge des clients.

Sté d'Imprimerie Parisienne
186, Faubourg Saint-Martin
— PARIS (10°) —