

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU VIOLET-WAND :

Le Violet-Wand est un générateur haute-fréquence / haute-tension (environ 500KHz et jusqu'à 50.000 Volts). Le courant qu'il délivre est très faible (moins de 5 mA). Son utilisation initiale était le soin thérapeutique. Depuis une trentaine d'années, les vertus de soins médicaux ont été déclarées comme inexistantes. Cela dit, de nombreux instituts de beauté en sont toujours équipés (modèles peu puissants).

L'utilisation sur une personne saine (pas de problème de cœur, pas de problèmes neurologiques, etc.) est sans danger, les arcs provoquent une brûlure ponctuelle et minuscule à la surface de l'épiderme.

Selon la puissance de l'appareil, il peut parasiter les systèmes audio (amplificateurs, etc.), les téléphones, les appareils électroniques en général.

Voici différentes explications et informations utiles :

INFORMATIONS GENERALES


- Vérifier l'état de l'appareil avant son utilisation : pas de fil électrique dénudé, de câble abîmé. Ne pas utiliser en cas de doute.
- Tenir par le bas de la poignée. Le côté où est insérée l'électrode protège moins de la haute tension.
- On ne tourne pas l'électrode dans son logement, cela abîme le logement et l'électrode..
- Ne pas allumer le Violet-Wand sans électrode
Ne pas changer d'électrode si le violet-wand est allumé Ne pas forcer d'électrodes dans la poignée.
- Les électrodes sont en verre, donc évidemment fragiles.
- Pas plus de 20 minutes d'affilée. Puis repos de la machine.
- Les arcs feront des « micro-trous » dans les vêtements (éviter donc la tenue en latex ou vinyle – sur le coton, on ne voit pas ou que très peu de problèmes)
- Nettoyage à l'eau savonneuse et avec un chiffon doux. On ne plonge pas la partie métallique de l'électrode dans l'eau.
- Utiliser loin de l'électronique. Téléphone, montre, ordinateur, appareil photo, etc.
- Seul l'arc est douloureux. Si l'électrode est en contact direct avec la peau, il n'y aura pas ou peu de sensation, mais le corps entier devient « porteur » du courant. Le courant cherche un point de sortie, n'importe quelle pièce métallique (pied de table, par exemple) ou autre personne servira donc de point de sortie.

SECURITE

- Ne pas utiliser près du cœur
- Ne pas utiliser sur une personne portant un implant neuronal, auditif, prothèse, etc.
- Ne pas utiliser près de, sur une, ou par une personne ayant des problèmes cardiaques (arythmie, problème de tension), pacemaker, etc.
- Les personnes diabétiques ont tendance à avoir une peau qui marque plus vite.
- L'utilisation du Violet Wand dégage de l'ozone. Les personnes asthmatiques ou allergiques à l'ozone y sont sensibles.
- Ne pas utiliser sur une personne non consentante et non prévenue.
- Ne pas utiliser en zone humide, ni près de l'eau.

- Utiliser de manière progressive. Ne pas démarrer à fond. Chaque personne réagit différemment (la peau peut marquer très vite chez certains, de la même manière que certaines personnes ne supportent pas le ressenti des arcs sur leur peau)
 - L'électricité provoque des symptômes identiques aux coups de soleil. Il faut hydrater la peau, après utilisation.
 - Ne pas ouvrir le boîtier ni la poignée.
 - Ne pas utiliser de manière prolongée sur un endroit du corps : risque de brûlure. Rester en mouvement avec l'électrode.
 - Utiliser loin des zones de bijoux, parties métalliques des vêtements, aiguilles dans le cas du needle play, etc.
- Il y a un risque de brûlure, également. Les pièces métalliques qui reçoivent les arcs ont tendance à chauffer, plus ou moins vite.

DESCRIPTION DES ELECTRODES LES PLUS COURANTES



Utilisée en massages circulaires directement sur la peau, peut procurer un effet de confort, bien-être, décontraction.



Electrode en forme de pinceau métallique. : Sciatique



Pour le conduit auditif



Elle a un effet tonifiant et stimulant. Elle sert aussi à charger le partenaire pour le contact indirect.



Vaginale, effet germicide, bactéricide, aseptisant.



Constipation



Hémorroïdes, effet décongestionnant, vasodilatateur.



Pour le relâchement du corps



Gencive, effet bactéricide, germicide.




Pour la colonne vertébrale



Pour l'œil, partie du globe oculaire.



Permet d'éliminer les cors et les verrues par étincelages.



Pour le cou, double menton.
Cette électrode permet de redessiner l'ovale du visage.



Permet de raffermir les seins (petites poitrines uniquement)



Boutons, points noirs.



Pour les cheveux



rouleau décongestionnant pour visage et jambes.



Toute utilisation d'un Violet-Wand, générateur Haute-Tension / Haute-Fréquence est faite aux propres risques de l'utilisateur.