

Ces appareils peuvent être utilisés par les particuliers, sans danger ni contre-indication.

Ils sont d'un emploi facile, il suffit de les brancher sur une simple prise de courant, comme pour une lampe de chevet.

D'une manière générale, leur emploi s'impose dans tous les cas issus d'une mauvaise circulation sanguine que l'on trouve à la base de la majorité des maladies connues. Pour combattre celles-ci, les courants de haute fréquence "HOLO-ELECTRON" sont un puissant remède, car il ne faut pas oublier que l'étincelle électrique a pour propriété de condenser l'oxygène de l'air et de produire l'**ozone**, ce gaz à odeur alliacée qui, à faible dose, constitue l'antiseptique le plus puissant. L'**ozone** a des possibilités illimitées.

GARANTIE

Ces appareils sont garantis deux ans contre tout vice de construction ou défaut de matière.

Nos magasins sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Émile MICHEL, Constructeur

55, rue de Bretagne - PARIS (3^e)

Téléphone : TURbigo 96-66

Ch. Postal : PARIS 1752-66

R.C. Seine 58 A 14.822

CE QUE SONT LES COURANTS DE HAUTE FREQUENCE

Nous devons nous rappeler que l'on donne le nom de courants ou oscillations de haute fréquence, à des courants alternatifs dont les changements de sens (alternance ou fréquence), varient d'au moins 50.000 par seconde.

En effet, les propriétés du fluide électrique vis-à-vis de l'organisme changent complètement et, loin d'être préjudiciable, ce fluide peut traverser le corps humain sans produire aucune réaction musculaire : ces courants, d'une tension pourtant très élevée, ont un résultat heureux en médication électro-thérapeutique.

LEURS EFFETS PHYSIOLOGIQUES

Les effluves produits par les courants haute fréquence activent nettement les échanges respiratoires et augmentent la chaleur animale de plusieurs degrés, et cela en toute circonstance.

Ils favorisent aussi l'élimination de l'urée, de l'acide urique et des chlorures en général, action très utile qui permet de combattre efficacement un grand nombre d'affections ayant pour cause première l'excès d'acide urique dans le torrent circulaire, tels que le rhumatisme et la goutte en particulier.

L'emploi de l'appareil "Holo-Electron" est surtout indiqué pour combattre avec succès : l'**acné**, l'**eczéma**, l'**arthritisme**, la **goutte**, les **prurits**, anal et vulvaire, en particulier le **lupus**, le **psoriasis**, la **pelade**, les **engelures**, les **hémorroïdes**, les **fissures anales**, les **ulcères variqueux**, la **fatigue vocale**, et certaines **aphonies**, les **bourdonnements d'oreilles**, etc., et tant d'autres indispositions nées d'un mauvais fonctionnement des glandes endocrines.

LES MEILLEURES RECOMPENSES OBTENUES

LABORATOIRE DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE - HAUTES ETUDES

NOGENT-SUR-MARNE (SEINE)
49 bis AVENUE DE LA BELLE-GAULLE
Tél. : TRIMAR 07 65

Monsieur,
J'utilise, comme appareil
portatif, votre Holo-Electron.
Je suis satisfait de son
fonctionnement et des ser-
vices qu'il me rend person-
nellement.


physicien
(voir dictionnaire)

J. J. Dessoual

CARACTERISTIQUES DES ELECTRODES OPALINES (teinte laiteuse)

Elles ont une réelle action sur le système ganglionnaire en général, et sur le grand sympathique en particulier. De ce fait, ne pas en oublier l'emploi dans toutes les affections indéterminées, c'est-à-dire depuis le rhumatisme jusqu'aux névralgies les plus rebelles, et toutes les complications articulaires résultant trop souvent d'un mauvais fonctionnement des glandes endocrines et autres.

RHUMATISMES
SCIATIQUES
CIRCULATION
DU SANG
ESTHETIQUE



(commencé le 18 Mars)
l'Électricité

la seule médication
s'attaquant directement
à la cause du mal.

Douleurs - Sciatique - Lumbago

Varices - Hémorroïdes

Prostatite - Goutte - Constipation

Maladie de la Peau


Circulation du Sang - Cellulite, etc...

le plus formidable moyen de défense dans la lutte

CONTRE LE RHUMATISME

HOLO-ELECTRON
PARIS

MODELE "STAR OPALE"



Prix : 375 F

DERNIERE CREATION "HOLO-ELECTRON"


Cet appareil de **haute fréquence** pour massages chez soi, possède les derniers perfectionnements. Modèle

familial permettant plusieurs traitements sans chauffer l'appareil, grâce à ses deux condensateurs que l'on inverse.

Il est muni du **dispositif "Ruptor"** (breveté) d'arrêt automatique, qui apparaît d'une utilité incontestable en offrant à chacun le moyen de régler la durée du traitement.

"HOLO-ELECTRON" est le seul en France à équiper un appareil de 15 électrodes en verre opale, n° 0-1A-2 Tricotine-3-4-6-10-12-14-19-25-51-101-103-105, permettant toutes applications de **haute fréquence** externes et internes.

(Voir au verso les caractéristiques.)



(Appareil présenté dans une mallette luxe très soignée, en pégamoïd lavable, imitation lézard, intérieur velours.)

MODELE "B 2. 10"



Prix : 275 F

APPAREIL AVEC "RUPTOR"

Equipé de 10 électrodes en verre clair, n° 0-2 Tricotine-3-6-10-12-14-101-103-105.

Nouvelles conceptions

MODELE "M 8"



Prix : 190 F

"HOLO-ELECTRON" présente son appareil sans "Ruptor".

Ce modèle est équipé de 8 électrodes en verre clair, n° 0-2 Tricotine-3-4-6-10-14-105.

HOLO-ELECTRON

Dépôt exclusif pour

GEOFFREY LEBERT

26, Avenue National Lock, 26

(4^{ème} Etage)

NICE

MATIN

de 10h à 12h

APRES-MIDI

de 14h à 16h