

Ces appareils peuvent être utilisés par les particuliers, sans danger ni contre-indication.

Ils sont d'un emploi facile, il suffit de les brancher sur une simple prise de courant, comme pour une lampe de chevet.

D'une manière générale, leur emploi s'impose dans tous les cas issus d'une mauvaise circulation sanguine que l'on trouve à la base de la majorité des maladies connues. Pour combattre celles-ci, les courants de haute fréquence « HOLO-ELECTRON » sont un puissant remède, car il ne faut pas oublier que l'étincelle électrique a pour propriété de condenser l'oxygène de l'air et de produire l'ozone, ce gaz à odeur alliée qui, à faible dose, constitue l'antiseptique le plus puissant. L'ozone a des possibilités illimitées.

CONSTRUCTEUR
HOLO-ELECTRON
PARIS

REPRÉSENTANT RÉGIONAL pour
Les ALPES MARITIMES - le VAR
les BOUCHES du RHONE - le VAUCLUSE

MAISON LAMBERT

26, Avenue Maréchal Foch - 06-NICE
Téléphone : 80 04-73

1972
**CE QUE SONT LES COURANTS
DE HAUTE FREQUENCE**

Nous devons nous rappeler que l'on donne le nom de courants ou oscillations de haute fréquence à des courants alternatifs dont les changements de sens (alternance ou fréquence) varient d'au moins 50.000 par seconde.

En effet, les propriétés du fluide électrique vis-à-vis de l'organisme changent complètement et, loin d'être préjudiciable, ce fluide peut traverser le corps humain sans produire aucune réaction musculaire : ces courants, d'une tension pourtant très élevée, ont un résultat heureux en médication électro-thérapeutique.

LEURS EFFETS PHYSIOLOGIQUES

Les effluves produits par les courants haute fréquence activent nettement les échanges respiratoires et augmentent la chaleur animale de plusieurs degrés, et cela en toute circonstance.

Ils favorisent aussi l'élimination de l'urée, de l'acide urique et des chlorures en général, action très utile qui permet de combattre efficacement un grand nombre d'affections ayant pour cause première l'excès d'acide urique dans le torrent circulaire, tels que le rhumatisme et la goutte en particulier.

L'emploi de l'appareil « Holo-Electron » est surtout indiqué pour combattre avec succès : l'acné, l'eczéma, l'arthritisme, la goutte, les prurits, anal et vulvaire, en particulier le lupus, le psoriasis, la pelade, les engelures, les hémorroïdes, les fissures anales, les ulcères variqueux, la fatigue vocale, et certaines aphonies, les bourdonnements d'oreilles, etc., et tant d'autres indispositions nées d'un mauvais fonctionnement des glandes endocrines.

LES MEILLEURES RECOMPENSES OBTENUES

LABORATOIRE DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE - HAUTES ETUDES

ROGENT-SUR-MARNE (SEINE)

45 bis, AVENUE DE LA BELLE-GARIBOIS

TEL. TREMBLAY 07-68

Monsieur,

Je certifie, comme appareil
portatif, votre Holo-Electron.
Je suis satisfait de son
fonctionnement et des ser-
vices qu'il me rend person-
nellement.

physicien
(voir dictionnaire)

J. J. Arsonval

**CARACTERISTIQUES
DES ELECTRODES OPALINES**
(teinte laiteuse)

Elles ont une réelle action sur le système ganglionnaire en général, et sur le grand sympathique en particulier. De ce fait, ne pas en oublier l'emploi dans toutes les affections indéterminées, c'est-à-dire depuis le rhumatisme jusqu'aux névralgies les plus rebelles, et toutes les complications articulaires résultant trop souvent d'un mauvais fonctionnement des glandes endocrines et autres.

RHUMATISMES
SCIATIQUES
CIRCULATION
DU SANG
ESTHETIQUE



l'Électricité

la seule médication
s'attaquant directement
à la cause du mal

RHUMATISME

**Douleurs - Sciaticque - Lumbago - Arthrite
Arthrose - Goutte**

**Circulation du Sang - Varices
Hémorroïdes**

**Cellulite
Prostatite - Constipation
Maladie des Voies respiratoires
Maladie de la Peau**

L'appareil HOLO-ELECTRON conçu d'après les
principes scientifiques du Professeur d'ARSONVAL
apporte dans vos foyers

Joie et Santé

par la HAUTE-FRÉQUENCE & l'OZONE

Modèle "TRIANON"



Prix TTC : 475

Dimensions : 375x270x140

Poids : 4 kilos


Tous nos appareils fonctionnent sur 110 et 220 volts et sont garantis 2 ans.

Cet appareil vous délivrera de vos souffrances par simple massage.

Le modèle familial TRIANON possède les derniers perfectionnements :

- Il est muni du dispositif RUPTOR qui règle automatiquement et avec précision la durée de chaque application et interrompt le courant en temps opportun.
- Il possède deux condensateurs supprimant la surchauffe du mécanisme et assurant ainsi à celui-ci une plus longue durée.
- Il est équipé de quatorze électrodes dont treize en verre opale et une en PYREX pour traitement interne. N° 0 soins du corps, 2 T rhumatismes, 1 A soins du visage, 3 gorge, 4 cuir chevelu, 6 colonne vertébrale, 10 cors et verrues, 12 oreilles, 14 circulation du sang, 25 (PYREX) hémorroïdes, 51 A varices, 101 voies respiratoires, 103 sciatique, 105 tube de contrôle.
- Il est présenté dans une mallette moderne imitation box. Peu encombrant, il trouve sa place dans chaque foyer et même lors de vos déplacements.

DAUPHINÉ



Prix TTC : 350


APPAREIL AVEC "RUPTOR"

Equippé de 10 électrodes en verre clair
N° 2 T - 0 - 3 - 4 - 6 - 10 - 14 - 101 - 103 - 105

Dimensions : 370x265x135

Poids : 4 kilos

MODELE « M 8 »



Prix TTC : 270

APPAREIL SANS "RUPTOR"

Equippé de 8 électrodes en verre clair
N° 2 T - 0 - 3 - 4 - 6 - 10 - 14 - 105

Dimensions : 330x250x135

Poids : 3 k. 200